

## FICHE TECHNIQUE

réf : 8453C



### I. CARACTERISTIQUES

Coussin thermique froid/chaud réutilisable  
Antalgique par cryothérapie ou thermothérapie  
Enveloppe thermo soudée, imperméable.

#### Utilisation :

kinésithérapie, médecine du sport, orthopédie, gynécologie, médecine dentaire, traitement postopératoire

#### Pour usage froid :

Refroidir le coussin au réfrigérateur, (le coussin thermique peut être congelé)

#### Pour usage chaud :

Réchauffer le coussin au bain marie dans une eau à ébullition pendant 12 à 15 minutes (pas de micro ondes).

#### Précautions d'utilisation :

Une fois le coussin chaud ou congelé, ne pas appliquer directement sur la peau (risque de brûlures)  
Envelopper dans un linge ou mieux dans une poche en non-tissé (réf : 11625F-POCH25)

### II. DIMENSIONS

Longueur totale : 18 cm. Largeur totale : 14 cm.

### III. CONDITIONNEMENT

À l'unité.

### IV. DÉSIGNATION

Compresse thermique chaud/froid

