

FICHE TECHNIQUE

réf : 247A



I. CARACTERISTIQUES

Abaisse langue en bois naturel non traité pour adultes. Non stérile à usage unique.
Dispositif Usage Unique. A n'utiliser qu'une fois par patient.
Résistance température (C°) Max = +40 Min = -10.

Utilisation : Dispositif permettant l'observation de l'intérieur de la bouche par abaissement de la langue.

Stérilisation :

A l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma. Non autoclavable. Non Nettoyable
Substance impropre : Produit attaquant le bois naturel.

Matières :

Bois de bouleaux surfacé et écorcé. Débité selon les dimensions et poli au tambour.
Séché et emballé. Couleur naturel, sans odeur et sans goût. Enduction de cire en part par million, non toxique dans l'appareil de séchage pour assurer un aspect poli.
Stockage particulier : Stocker dans un endroit sec et propre

Mode d'emploi :

Prendre un abaisse langue et l'introduire à l'intérieur de la bouche. Appuyer légèrement sur la langue.
Après utilisation le jeter dans un récipient prévu pour les déchets médicaux.

Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique :

Ce dispositif ne peut être utiliser que par une personne compétente et qualifiée.
A utiliser en usage unique par personne, il est recommandé d'utiliser l'abaisse langue avec précaution pour ne pas blesser le patient (enfoncement trop important). Recyclage : Dans les bacs de déchets médicaux.

Normes applicables : NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013;
NF EN ISO 14971 : 2013; NF EN ISO 15223-1: 2012; NF ISO 15223-2: 2010
Classement du dispositif : Classe I. Durée : Temporaire (règle 1). N°. d'enregistrement ANSM : B.I-02420-97 +
Code GMDN : 32168 CA01/9903109V. Règle appliquée (annexe IX). - Invasif (règle 5 # 1) - Non Actif thérapeutique
- Non chirurgical - Non Actif Médical - Non Actif diagnostic .

II. DIMENSIONS

Longueur : 15 cm. Largeur : 2 cm. Épaisseur : 1,5 mm

III. CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 abaisse-langue.

IV. DÉSIGNATION

Abaisse-langue en bois

