

CISEAUX ANSES PLASTIQUES NOIRES STÉRILES

DESCRIPTION PRODUIT

| | |
|------------------|---|
| Indication | Conçus pour découper des pansements, fils, textiles, bandages, tubes, etc. Aucun contact avec le patient pendant leur utilisation. |
| Matériaux | Lames des ciseaux : acier inoxydable (AISI 420) Poignées des ciseaux : polypropylène (PP) de haute qualité |
| Caractéristiques | Taille : 13 cm En sachet pelable individuel |



| Référence | Dénomination commerciale | Conditionnement |
|-----------|---|---------------------|
| 6999001 | Ciseaux PP SE1 Ciseaux stériles pointu/pointu avec anses plastiques noires | Boite de 100 unités |
| 6999002 | Ciseaux PR SE1 Ciseaux stériles pointu/rond avec anses plastiques noires | Boite de 100 unités |
| 6999004 | Ciseaux RR SE1 Ciseaux stériles rond/rond avec anses plastiques noires | Boite de 100 unités |

Le produit contient :

| | | | | |
|--|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| des produits d'origine animale ou biologique | <input type="checkbox"/> | Oui | <input checked="" type="checkbox"/> | Non |
| du PVC | <input type="checkbox"/> | Oui | <input checked="" type="checkbox"/> | Non |
| des produits d'origine animale ou biologique | <input type="checkbox"/> | Oui | <input checked="" type="checkbox"/> | Non |
| des produits dérivés du sang humain | <input type="checkbox"/> | Oui | <input checked="" type="checkbox"/> | Non |
| des substances médicamenteuses | <input type="checkbox"/> | Oui | <input checked="" type="checkbox"/> | Non |
| des DEHP / phthalates | <input type="checkbox"/> | Oui | <input checked="" type="checkbox"/> | Non |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisation réservée aux professionnels de santé
- Vérifier le produit avant utilisation : ne pas utiliser le dispositif s'il contient une impureté
- Ne pas utiliser le dispositif si le sachet est altéré
- Ne pas utiliser hors date de péremption
- Risques liés à la réutilisation : ce dispositif ne doit pas être retraité, nettoyé ni désinfecté pour réutilisation. La réutilisation d'un dispositif à usage unique expose le patient à des infections graves ou des réactions immunopathologiques.

CONDITIONNEMENT

| | Type d'emballage | Dimensions |
|------------------------|------------------|----------------|
| Emballage primaire | Sachet pelable | 110x120 mm |
| Emballage d'expédition | Boite | 294x194x184 mm |

STERILISATION ET CONDITION DE CONSERVATION

| | |
|-----------------------|---|
| Produit stérile : | Oui |
| Stérilisé par : | Oxyde d'éthylène Produced in cleanrooms class ISO 8 according to standard EN ISO 14644-1:2015 |
| Condition de stockage | Stocker le produit dans un endroit sec à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité. |
| Durée de vle | 3 ans à partir de la date de stérilisation dans un emballage non endommagé. |

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

Classification N/A

Marquage CE N/A



Armor d.o.o. – Radomira Lazića 51 - 11423 AZANJA – Serbia, ISO 13485:2016 certified



ALDRIEN SAS – 6 Chemin du Bois des Côtes – 69530 BRIGNAIS