

Seringues Hamilton Gastight - Série 1800 (10 µl - 250 µl)



- 10 µl - 250 µl
- Pour liquides et gaz
- Aiguilles amovibles (RN), aiguilles cimentées (N/SN)

Seringues 10 µl

| Réf. | Modèle | Type d'aiguilles | Jauge | Long. (mm) | Type de pointe | € HT |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|------------|----------------|------|
| 074698 | Seringue 1801 | N | 26S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074708 | Seringue 1801 | RN | 26S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074713 | Seringue sans aiguille 1801 | RN | - | - | - | NC - |

Seringues 25 µl

| Réf. | Modèle | Type d'aiguilles | Jauge | Long. (mm) | Type de pointe | € HT |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|------------|----------------|------|
| 074699 | Seringue 1802 | N | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074709 | Seringue 1802 | RN | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074714 | Seringue sans aiguille 1802 | RN | - | - | - | NC - |

Seringues 50 µl

| Réf. | Modèle | Type d'aiguilles | Jauge | Long. (mm) | Type de pointe | € HT |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|------------|----------------|------|
| 074700 | Seringue 1805 | N | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074710 | Seringue 1805 | RN | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074715 | Seringue sans aiguille 1805 | RN | - | - | - | NC - |

Seringues 100 µl

| Réf. | Modèle | Type d'aiguilles | Jauge | Long. (mm) | Type de pointe | € HT |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|------------|----------------|------|
| 074711 | Seringue 1810 | RN | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074716 | Seringue sans aiguille 1810 | RN | - | - | - | NC - |

Seringues 250 µl

| Réf. | Modèle | Type d'aiguilles | Jauge | Long. (mm) | Type de pointe | € HT |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|------------|----------------|------|
| 074702 | Seringue 1825 | N | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074712 | Seringue 1825 | RN | 22S | 51 | Type 2 | NC - |
| 074717 | Seringue sans aiguille 1825 | RN | - | - | - | NC - |



Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver le guide d'entretien et le mode d'emploi des seringues Hamilton

Seringue Hamilton Neuros™



- **Modified Microliter** : série 7000, ultra-précis, piston en tungstène, pas de volume mort
- **Microliter** : série 700, pour liquides uniquement, piston en inox ajusté individuellement au corps en verre
- **Gastight** : séries 1700 et 1000, pour gaz et liquides, piston en polymère, sans fuites

* Ces références contiennent la seringue avec aiguille, 1 adaptateur Neuros et 2 manchons d'aiguille.



ASTUCE
Aiguilles : voir pages 492 et 493
Accessoires : voir page 491 et 493

- Seringues destinées aux injections sur les animaux
- Contrôle maximal du volume injecté
- Risque d'endommagement des tissus minimisé
- Pour l'injection de volumes de 50 nl (nanolitres) à 100 µl
- Aiguille protégée par un manchon

| | | | | Pointe type 3 | | Pointe type 4 | |
|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|------|---------------|------|
| Vol. (µl) | Modèle | Jauge | Type de seringue | Réf. | € HT | Réf. | € HT |
| 0,5 | 7000.5 KH | 32 | Modified Microliter | 412374 | NC - | 075646 | NC - |
| 1 | 7001 KH | 32 | Modified Microliter | 412375 | NC - | 075645 | NC - |
| 2 | 7002 KH | 30 | Modified Microliter | 412376 | NC - | 075647 | NC - |
| 5 | 75 RN* | 33 | Microliter | 412377 | NC - | 075648 | NC - |
| 10 | 1701 RN* | 33 | Gastight | 412378 | NC - | 075649 | NC - |
| 25 | 1702 RN* | 33 | Gastight | 412379 | NC - | 075650 | NC - |
| 50 | 1705 RN* | 33 | Gastight | 412380 | NC - | 075651 | NC - |
| 100 | 1710 RN* | 33 | Gastight | 412381 | NC - | 075652 | NC - |

Accessoires

| Réf. | Désignation | € HT |
|--------|--|------|
| 412382 | Adaptateur Kit 700/1700 | NC - |
| 412383 | Aiguilles de remplacement, pointe type 3 (les 6) | NC - |
| 075663 | Aiguilles de remplacement, pointe type 4 (les 6) | NC - |