

Couverture pédiatrique bas de corps 3M™ Bair Hugger™

Référence 53700 - Code commande 53700A



Qté	CONTENU	DIMENSIONS cm x cm	COMPOSITION	TECHNOLOGIE
1	Couverture pédiatrique bas de corps	89 x 61	Couche supérieure : Polypropylène Couche inférieure : Polypropylène	Couche supérieure : Film Couche inférieure micro-perforée : Spunbonding
	1 Connectique tuyau Partie inférieure	Diam interne : 5,5 Diam total : 9	Connectique tuyau en carton	
Indications		Réchauffement par air chaud pulsé "convection" sur la partie inférieure du corps. Accès chirurgical partie supérieure du corps		

Répartition de l'air chaud

Par canaux

Système de fixation

Oui par adhésif

Lieu de fabrication

USA

RADIO TRANSPARENTE
SANS LATEX

Poids

57 grammes

Inflammabilité

Classe I - CFR title 16, part 161.0 / Temps d'inflammabilité : 7 secondes

Conditionnement

10 unités par carton

Produit

Dispositif Médical de classe I non stérile
Marquage CE

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité. Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

