


Couverture haut de corps multiposition 3M™ Bair Hugger™

Référence 62200 - Code commande 62200A



Qté	CONTENU	DIMENSIONS cm x cm	COMPOSITION	TECHNOLOGIE
1	Couverture multi-position 1 Couvre-tête 2 Connectiques tuyau Partie supérieure	198 x 61 61 x 61 Diam interne : 5,5Diam total : 9	Couche supérieure : Polypropylène Couche inférieure : Polypropylène Polyéthylène Connectique tuyau en carton	Couche supérieure : Film Couche inférieure micro-perforée :
Indications		Réchauffement par air chaud pulsé "convection"		

Répartition de l'air chaud

Diffusion dirigée

Système de fixation

Oui par adhésif et bandes en non tissé détachables pour les bras

Lieu de fabrication

Allemagne

Poids

113 grammes

Inflammabilité

Classe I - CFR title 16, part 161.0 / Temps d'inflammabilité : 7 secondes

Conditionnement

14 unités par carton

Dispositif Médical de classe I non stérile - Marquage CE

 RADIO TRANSPARENTE
 SANS LATEX
Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité. Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

