


### Couverture cardiaque stérile 3M™ Bair Hugger™

#### Référence 63000 - Code commande 63000A



Qté	CONTENU	DIMENSIONS cm x cm	COMPOSITION	TECHNOLOGIE
1	Couverture cardiaque Fenêtre sur le scarpa	152 x 91	Couche supérieure : Polypropylène Couche inférieure : Polypropylène	Couche supérieure : Film Couche inférieure micro-perforée : Spunbonding
	1 tuyau stérile Partie inférieure	91		
<b>Indications</b>		Réchauffement par air chaud pulsé "convection" sur la partie inférieure du corps. Abord haut du corps pour chirurgie cardiaque		

#### Répartition de l'air chaud

Par canaux

#### Système de fixation

Oui par adhésif

#### Lieu de fabrication

USA

#### Poids

227 grammes

#### Inflammabilité

Classe I - CFR title 16, part 161.0 / Temps d'inflammabilité : 7 secondes

#### Conditionnement

5 unités par carton

#### Produit

Dispositif Médical de classe I stérile  
Marquage CE2797

#### Mode de stérilisation

Oxyde d'éthylène

#### Durée de vie

3 ans

RADIO TRANSPARENTE

#### Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



**3M France**  
**Division Solutions Médicales**

1 PARVIS DE L'INNOVATION  
CS 20203  
95006 CERGY-PONTOISE CEDEX  
Tél. : 01 30 31 61 61  
Fax : 01 30 31 85 65