


# Fiche Technique

Casaques de réchauffement 3M™ Bair Hugger™ Plus

Références : 81102 - 81002 - 81202

Codes commandes : 81102A - 81002A - 81202A



Non-tissé

100% Polypropylène

Technologie

Spunbond Meltblown Spunbond (SMS)

Grammage

50g/m<sup>2</sup>

Insert de réchauffement

2

Dimensions des inserts

S : longueur : 927 mm - largeur : 609 mm

M : longueur : 927 mm - largeur : 762 mm

XL: longueur : 927 mm - largeur : 762 mm

Non-tissé

100% Polypropylène

Grammage

25g/m<sup>2</sup>

Technologie

Spunbond

Connectiques tuyau

3

Les casaques de réchauffement sont à utiliser exclusivement avec les unités de gestion de la température 3M Bair Hugger.

Inflammabilité

Classe I - CFR title 16, part 161.3

Cordon de fermeture

2 x 70 cm

Manches amovibles

Attache rapide 3M™



# Fiche Technique

## Dimensions (en cm)

	Taille S 81102	Taille M 81002	Taille XL 81202
Longueur	110	130	130
Largeur	140	163	310

## Lieu de fabrication

U.S.A

## Produit

Dispositif médical non stérile de classe I

## Marquage CE

Oui

## Conditionnement et références

Code commande	Conditionnement
81102A	20 unités par carton
81002A	30 unités par carton
81202A	20 unités par carton

## Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

