

# Fiche Technique

Casaques de réchauffement 3M™ Bair Hugger™ Flex

Références : 81103 - 81003 - 81203

Codes commandes : 81103A - 81003A - 81203A



<u>Non-tissé</u>	100% Polypropylène
<u>Technologie</u>	Spunbond Meltblown Spunbond (SMS)
<u>Grammage</u>	50g/m <sup>2</sup>
<u>Insert de réchauffement</u>	3
<u>Dimension des inserts</u>	<p>S      partie supérieure : longueur : 1981 mm - largeur : 457 mm  partie inférieure : longueur : 743 mm - largeur : 685 mm</p> <p>M et XL      partie supérieure : longueur : 1981 mm - largeur : 547 mm  partie inférieure : longueur : 927 mm - largeur : 762 mm</p>
<u>Non-tissé</u>	100% Polypropylène
<u>Grammage</u>	25g/m <sup>2</sup>
<u>Technologie</u>	Spunbond
<u>Connectiques tuyau</u>	3
Les casaques de réchauffement sont à utiliser exclusivement avec les unités de gestion de la température 3M Bair Hugger.	
<u>Couvre tête</u>	1 en polyéthylène
<u>Inflammabilité</u>	Classe I - CFR title 16, part 161.3



# Fiche Technique

Cordon de fermeture

2 x 70 cm

Manches amovibles

Attache rapide 3M™

Dimensions (en cm)

	Taille S 81103	Taille M 81003	Taille XL 81203
Longueur	112	130	130
Largeur	140	163	310

Lieu de fabrication

U.S.A

Produit

Dispositif médical non stérile de classe I

Marquage CE

Oui

Conditionnement et références

Code commande	Conditionnement
81103A	20 unités par carton
81003A	30 unités par carton
81203A	20 unités par carton

## Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

