

Matrice à 8 capillaires de l'analyseur génétique 3500, 36 cm - 4404683

Description :

Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 8 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.

Applications des capillaires de 36 cm :
Applications d'identification humaine/médico-légales

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Contenu :

1 array de 36 cm.

Stockage :

Conserver cette matrice à température ambiante. À conserver entre 15–30°C.

Catalogue :

[Lien](#) vers le produit.