

# Faisceau de 24 capillaires de l'analyseur génétique 3500xL, 50 cm - 4404689

## Description :

Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 24 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.

Applications des capillaires de 50 cm :

Analyse des fragments de séquençage et analyse de la qualité des protéines

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

## Contenu :

1 array de 50 cm.

## Stockage :

Conserver cette matrice à température ambiante. À conserver entre 15-30°C.

## Catalogue :

[Lien](#) vers le produit.