

CAPILLARYS  
TERA 3

CAPILLARYS  
TERA MC 3

# Pensez différemment, pensez *modularité*

CAPILLARYS évolue et s'adapte à votre charge de travail




TERA



MC1



MC2



MC3

**sebia**

The new language of life

## Instrument

- Instrument d'électrophorèse capillaire muni de 12 capillaires
- Contrôle de l'instrument via un écran LCD Tactile
- Démarrage, extinction & maintenance automatiques
- Gestion automatisée des cupules de dilution
- Changement automatique de technique grâce à des portoirs dédiés

## Tests disponibles & Cadences (MC3)

- PROTEIN(E) 6 (serum) - 243 tests/h
- PROTEIN(E) 6 (urine) - 238 tests/h
- IMMUNOTYPAGE (sérum ou urine) - 27 tests/h
- Hb A1c - 176 tests/h
- HEMOGLOBIN(E) - 176 tests/h
- CDT - 179 tests/h

## Flexibilité

- Capacité de chargement en échantillons : de 120 à 528 en fonction des configurations
- Pilotage et optimisation des flux en multi-techniques

## Réactifs

- 4 positions flexibles pour les réactifs avec transfert automatique du flacon vide à un plein sans arrêt du cycle analytique
- Compartiment des réactifs secondaires avec contrôle de la température pour les antisérums et réactifs additionnels
- Traçabilité totale des réactifs et antisérums grâce aux puces RFID

## Échantillons

- Sérum, urine, sang total, sang capillaire
- Traçabilité totale du tube primaire au résultat final
- Perçage et homogénéisation automatiques de l'échantillon pour les prélèvements de sang total (Hb/Hb A1c)

## Spécifications (MC3)

- Longueur : 467 cm
- Poids : 380 kg
- Hauteur (capot fermé) : 55 cm
- Profondeur : 77 cm


## Autonomie (MC3)

- Chargement de l'échantillon en mono-technique
- Hb A1c : 8 heures
  - PROTEIN 6 : 4 heures

# Pour commander

## Instrument

- CAPILLARYS 3 TERA .....1246
- CAPILLARYS 3 TERA Chargeur .....1249
- CAPILLARYS 3 TERA Convoyeur .....1250



**MC3**



Scannez ici  
pour plus d'informations  
sur CAPILLARYS 3 TERA MC

**Sebia** | RCS Evry 672 041 902 | Parc technologique Léonard de Vinci | 27, rue Léonard de Vinci | CP 8010 Lisses | 91008 Evry cedex | France | Tel. : +33 1 69 89 80 80 | E-mail : [sebia@sebia.com](mailto:sebia@sebia.com) | [www.sebia.com](http://www.sebia.com)

**Benelux** | Tel: +32 2 702 64 64 (BE) | Tel: +31 20 610 8099 (NL) | E-mail: [sebia.benelux@sebia.com](mailto:sebia.benelux@sebia.com) • **Brasil** | Tel: +55 11 3849 0148 | E-mail: [brasil@sebia.com](mailto:brasil@sebia.com)  
**Canada** | Tel: +1 (888) 725-3013 | Fax: +1 (438) 380-3780 | E-mail: [canada@sebia.com](mailto:canada@sebia.com) • **China** | Tel: +86 (21) 6360 1436 | Fax: +86 (21) 6361 2011 | E-mail: [china@sebia.com](mailto:china@sebia.com) • **Germany & Austria** | Tel: +49 (0) 661 33081 | Fax: +49 (0) 661 31881 | E-mail: [sebia@sebia.de](mailto:sebia@sebia.de) • **India** | Tel: +91 124 4262100 | E-mail: [sebiaindia@sebia.com](mailto:sebiaindia@sebia.com) • **Italy** | Tel: +39 055 24851 | Fax: +39 055 0982083 | E-mail: [info@sebia.it](mailto:info@sebia.it) • **Japan** | Tel: (03) 5830-0139 | Fax: (03) 5830-0140  
**Portugal** | Tel: +351 211 224 653 | Fax: +351 211 305 079 | E-mail: [portugal@sebia.com](mailto:portugal@sebia.com) • **Spain** | Tel: +34 93 208 15 52 | Fax: +34 93 458 55 86 | E-mail: [sebia@sebia.es](mailto:sebia@sebia.es) • **Singapore** | Tel: +65 6223 2273 | E-mail: [singapore@sebia.com](mailto:singapore@sebia.com) • **Switzerland** | Tel: +41 44 787 88 10 | E-mail: [contact.ch@sebia.com](mailto:contact.ch@sebia.com)  
**UK** | Tel: +44 (01276) 600636 | Fax: +44 (01276) 38827 | E-mail: [sales@sebia.co.uk](mailto:sales@sebia.co.uk) • **UAE** | Tel: +971 (0)4 878 69 77 • **USA** | Tel: +1 (770) 446-3707 - Fax: +1 (770) 446-8511 | E-mail: [info@sebia-usa.com](mailto:info@sebia-usa.com)

©2022 Sebia - Illustrations non contractuelles - 02/2022 - Ref.: C3TMFIFR - Sebia se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les informations contenues dans le présent document destiné aux professionnels de la santé. Ce document contient des informations destinées à être diffusées largement et peut en conséquence contenir des détails sur des produits ou informations qui ne sont pas accessibles ou valides dans votre pays. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels des instruments et réactifs.