

Optilite®

Optimisé pour l'analyse de vos protéines spécifiques

La solution complète pour l'analyse
de vos protéines spécifiques



Innovation



Tests optimisés



TBS DataManager



Aide à l'accréditation



Expertise scientifique



Support client



Le Spécialiste des Protéines

Optilite® et Réactifs associés

Avec sa technologie avancée et son design, l'analyseur Optilite est la solution idéale pour le dosage de vos protéines spécifiques. L'automate et les réactifs fonctionnent en parfaite harmonie, vous apportant une tranquillité d'esprit totale et la liberté de gérer votre temps plus efficacement.

L'analyseur Optilite vous apporte une supériorité dans :

- ✧ L'efficacité
- ✧ L'optimisation du flux de travail
- ✧ La confiance dans les résultats

“L'Optilite est un appareil fonctionnel, facile à prendre en mains, qui génère un grand nombre de résultats dans une journée.”

Xavier DAUDET, Technicien Référent,
CHU de Clermont-Ferrand

Large menu de plus de 50 paramètres :

- ✧ Une combinaison unique avec les tests **Freelite®**, **Hevylite®** et **CH50**
- ✧ Coffrets complets à chargement direct avec reconnaissance automatique par codes-barres évitant les erreurs de saisie manuelle
- ✧ Protection optimisée contre les excès d'antigènes




Bénéficiez des plus de 30 ans d'expérience
du Spécialiste des Protéines

Grâce à ses fonctionnalités, TBS DataManager améliore l'efficacité de votre laboratoire et la gestion du flux de travail

Gagnez du temps et augmentez votre productivité :

- ✔ Profils de tests personnalisés selon les exigences de votre laboratoire
- ✔ Automatisation de calculs et d'algorithmes illimités et règles d'expert définies par l'utilisateur



Facilitez vos audits grâce à une traçabilité totale :

- ✔ Toutes les informations relatives à un résultat patient facilement accessibles sur un seul écran : réactif, contrôle qualité, opérateur, etc, ...
- ✔ Participe à la conformité du laboratoire avec la norme ISO 15189
- ✔ Antécédents des patients
- ✔ Suivi des maintenances

“Avec TBS DataManager, nous apprécions de retrouver facilement les antécédents patients.”

Dr Bernard LARDY, Biologiste,
CHU de Grenoble



Bénéficiez d'une gestion complète des contrôles internes de qualité :

- ✔ Toutes les valeurs des CIQ du jour sur un seul écran
- ✔ Suivi des CIQ dépendants et indépendants par Levey-Jennings
- ✔ Résultats non conformes clairement indiqués
- ✔ Affichage possible des opérations de maintenance sur le diagramme de Levey-Jennings
- ✔ Règles de Westgard complètes
- ✔ Justesse et fidélité intermédiaire
- ✔ Compatible avec Unity Real Time® de BiO-RAD



“Depuis l’installation de l’Optilite, toutes les remarques remontées à la société ont été prises en compte et toutes les modifications apportées par Binding Site ont toujours été des améliorations appréciées.”

Emmanuelle MOITROT , Technicienne
Référente, CHRU de Lille

La solution complète pour l'analyse de vos protéines spécifiques

Aide à l'accréditation

- ✔ Méthodes reconnues ; des coffrets marqués CE, et un automate conforme à la classe A du Règlement sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro (IVDR).
- ✔ Installation, qualification et formation au poste de travail
- ✔ Accompagnement à la vérification de performances des méthodes sur site
- ✔ Vérification bibliographique facilitée
- ✔ Suivi de vos performances à l'aide de nos programmes d'Evaluation Externe de la Qualité **Improve™**

Notre expertise à votre service


- ✔ Binding Site, société entièrement dédiée aux dosages des protéines spécifiques, vous propose une équipe de spécialistes hautement qualifiés pour vous conseiller
- ✔ Binding Site s'engage à améliorer la vie de patients dans le monde à travers l'éducation, la collaboration et l'innovation

“Le point fort de Binding Site c'est la réactivité et la convivialité des échanges avec l'ensemble des interlocuteurs de la société.”

Dr Bernard LARDY, Biologiste,
CHU de Grenoble

Notre support client

- ✔ Formation par nos ingénieurs d'application
- ✔ Centre de formation Binding Academy® certifié Qualiopi
- ✔ Réponses à vos questions sur l'utilisation de nos produits par nos spécialistes techniques
- ✔ Installation et maintenance par nos ingénieurs SAV
- ✔ Un spécialiste des protéines est toujours directement accessible pour vous accompagner à chaque étape



Spécifications techniques de l'analyseur Optilite

Dimensions et poids de l'automate	940 mm (L) 700 mm (P) 620 mm (H) 110 kg
Puissance requise	100-240 V \pm 10 % 50-60 Hz \pm 5 %, 300 W
Consommation d'eau	2,5 L/heure
Réactifs	36 positions réactifs doubles Chargement/déchargement continu Réfrigération à bord Détection de niveau
Échantillons	54 positions Chargement/déchargement continu Dilutions et re-dosages automatiques jusqu'au résultat final Types d'échantillons : sérum, plasma, urine, LCR Gamme de tubes primaires et secondaires, cupules jetables Détection de niveau Code-barres acceptés : Code 128, Code 39, USS Codabar, et 2/5 entrelacé
Module de Réaction	Chargement automatique et continu de jusqu'à 360 cuvettes à usage unique Température de réaction 37 °C \pm 0,1 °C
Module optique	Longueurs d'onde : 11 différentes Lampe au Xénon
Logiciel	Système d'exploitation Windows® 10 > 20 langues dont le français Compatibilité SIL ou concentrateur Interface bi-directionnelle de type RS-232C ou HPRIM
Entretien	Maintenances journalière, hebdomadaire et mensuelle minimales



Découvrez comment bénéficier de cette solution optimisée en contactant info.fr@bindingsite.com ou consultez www.fr.bindingsite.com



Optilite, TBS DataManager, Freelite, Hevylite et Improve sont des marques déposées de The Binding Site Group Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) dans certains pays. D'autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques commerciales de leurs titulaires respectifs.



Octobre 2022
MKG1080.FR

Optimisé. Dédié. Le Spécialiste des Protéines.

Optimisé pour l'analyse de vos protéines spécifiques

Optilite®