

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	BORA®
DESCRIPTION COURTE :	SANGLE DE MAINTIEN ABDOMINALE
RÉFÉRENCES :	SIBORA
DATE DE MISE À JOUR :	02/03/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	300 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	La sangle abdominale BORA® permet d'améliorer le confort d'assise de MILO®, tout en assurant un maintien sécurisé sur l'assise. Composé de 2 parties symétriques, chacune des deux parties de sangle se fixe en enfilant le passant de sangle sur les poignées de poussée de MILO®. Elle offre une tranquillité d'esprit aussi bien au soignant qu'au patient.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. La sangle abdominale BORA® est uniquement destinée à sécuriser un patient sur le MILO®, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour tracter. Ne pas laisser un patient seul sur un guidon de transfert. Vérifier régulièrement l'état de la bouclerie.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Lavage en machine à 40°C. Pas de jet sous pression. Ne pas sécher en machine. Séchage à l'air libre de préférence suspendu.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
DIMENSIONS :	Taille 38 à 60.
COMPOSITION :	Sangle en nylon et bouclerie.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet PE contenant 1 sangle BORA® et sa fiche technique.
COULEUR :	Bouclerie noire. Sangle grise.