

# Lingettes Tristel Duo Wipes

**Lingettes neutres “Duo Wipes” pour appliquer les produits Tristel Duo ULT Duo OPH - Duo ORL et Tristel Clean**



- **200 lingettes neutres-sèches par bidon**
- **Taille 16x20 cmpré-découpées**
- **Non absorbantes**
- **Non peluchantes**
- **Polypropyléne non tissées 18 grammes**
- **Compatibles avec tous les matériels et endoscopes, ne détériore pas les DM et capteurs**

**Tristel™**

Désinfection des Dispositifs Médicaux

**France:** Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille  
T 03 66 88 01 84 - E [france@tristel.com](mailto:france@tristel.com) - W [www.tristel.com/fr-fr/](http://www.tristel.com/fr-fr/)  
**Établi par:** Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E [mail@tristel.com](mailto:mail@tristel.com) - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

Informations sur les brevets sous : <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions  
Midi-Bretagne-6  
07/SEP/2022

Page 2 sur 2

**Tristel™**  
WE HAVE CHEMISTRY.