

FICHE TECHNIQUE

Accessoires et consommables pour le monitorage transcutané

Référence : **5601100**

Produit : **Kit de membranes pour capteur TC92**



Description du produit

Jeu de 12 kits de remembranage & 1 flacon d'électrolyte (10 ml)

Compatibilité

TCM5
TCM TOSCA

Classe du dispositif médical

I

Certification

CE0123

Date d'entrée sur le marché de L'Union Européenne

2000

Mode de stérilisation

Non stérile

Conditionnement

Température de stockage : 10°C à 30°
Température de fonctionnement : 37°C à 45°
Humidité relative comprise entre 20% et 70%

Durée de validité

Membrane : 14 jours après mise en place pour TCM Tosca et 28 jours pour TCM5
Electrolyte: Veuillez-vous référer à la date inscrite sur le flacon

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi du moniteur

Etiquetage du produit

