


Capteur usage unique SpO2 néonatal

Référence : DE06.04.234

Capteur SpO2 néonatal à usage unique pour moniteur PM50



Attention: il faut un cable d'extension pour brancher le capteur UU néonat au boîtier PM50

CORBEN - 59 rue Stendhal 76620 Le Havre
Tel : +33 (0) 235 300 185 / Fax : + 33 (0) 235 300 186

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.