



Contact Gel - Composition

GEL-04 	en Contact Gel de Kontaktgel es Gel de contacto fr Gel de contact pt Gel de contato it Gel di Contatto zh 接觸凝膠 ja コンタクトジェル ar جل الاتصال bg Контактен гел cs Kontaktní gel da Kontaktgel el Γέλη επαφής et Kontaktgeel fi Kontaktigeeli hu Kontaktgél lt Kontaktinis gelis lv Kontaktželeja nl Contactgel no Kontaktgel pl Żel przewodzący ro Gel de contact ru Контактный гель sh Kontaktni gel sv Kontaktgel	
GEL-SD 	en Contact Gel de Kontaktgel es Gel de contacto fr Gel de contact pt Gel de contato it Gel di Contatto zh 接觸凝膠 ja コンタクトジェル ar جل الاتصال bg Контактен гел cs Kontaktní gel da Kontaktgel el Γέλη επαφής et Kontaktgeel fi Kontaktigeeli hu Kontaktgél lt Kontaktinis gelis lv Kontaktželeja nl Contactgel no Kontaktgel pl Żel przewodzący ro Gel de contact ru Контактный гель sh Kontaktni gel sv Kontaktgel	

sentec.

en Composition (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Please consult the Instruction Manual for the SDMS for complete descriptions of warnings/cautions and additional information.
Warning Avoid contact with injured skin. Do not use on patients who exhibit allergic reactions.

de Zusammensetzung (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
In der Bedienungsanleitung des SDMS finden Sie darüber hinaus vollständige Beschreibungen der Warnhinweise und weitere Informationen.
Warnhinweise Den Kontakt mit verletzter Haut vermeiden. Nicht bei Patienten, die allergisch reagieren, anwenden.

es Componentes (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Consulte en el manual de instrucciones del SDMS las descripciones completas de las advertencias/precauciones y la información adicional.
Advertencias Evite el contacto con piel lesionada. No lo aplique en pacientes alérgicos a este.

fr Constituants (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Veuillez consulter le Mode d'emploi du SDMS pour les descriptions complètes des avertissements/précautions et des informations supplémentaires.
Avvertissements Éviter tout contact avec des lésions cutanées. Ne pas utiliser chez des patients présentant des réactions allergiques.

pt Componentes (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Consultar o Manual de Instruções do SDMS para descrições completas dos avisos/precauções e informações adicionais.
Avisos Evitar o contato com a pele ferida. Não usar em pacientes que apresentem reações alérgicas.

it Componenti (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Consultare il Manuale delle istruzioni dell'SDMS per le descrizioni complete delle avvertenze/precauzioni e ulteriori informazioni.
Avvertenze Evitare il contatto con la cute lesa. Non utilizzare su pazienti che presentano reazioni allergiche.

zh 组件 (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
请参考 SDMS 说明书, 了解有关警告/注意及其他信息的完整描述。
警告 避免接触受伤的皮肤。不要用于有过敏反应的患者。

ja コンポーネント (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
警告や注意に関する完全な記述、ならびに追加情報は、SDMS の取扱説明書を参照にしてください。
警告 傷ついた皮膚への貼り付けは避けてください。アレルギー反応のある患者には使用しないでください。

ar 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), H₂O (>90%) المكونات
Glycerol (C₃H₈O₃)
يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بنظام SDMS للحصول على الوصفات الكاملة، وللحصول على التعليمات/التنبيهات
ومعلومات إضافية: تنذيرات: تجنب لماسة الجلد للهرباس، لا يتم الاستخدام على المرضى الذين يعانون من الحساسية

bg Компоненти (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Моля направете справка с ръководството на SDMS за подробно описание на предупрежденията/указанията за безопасност и допълнителна информация.
Предупреждения Избягвайте контакт с наранена кожа. Не използвайте при пациенти, проявяващи алергични реакции.

cs Součásti (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Podrobný popis varování/upozornění a další informace najdete v návodu k použití k SDMS.
Varování Vyhněte se kontaktu s poraněnou kůží. Nepoužívejte u pacientů, u nichž se projeví alergické reakce.

da Komponenter (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Man bedes læse brugervejledningen til SDMS for at få en fyldestgørende beskrivelse af advarsler/sikkerhedsregler, anbefalede temperaturindstillinger og yderligere oplysninger.
Advarsler Undgå kontakt med beskadiget hud. Undgå at bruge på patienter med allergiske reaktioner.



Sentec AG
Ringstrasse 39
CH-4106 Therwil
Switzerland
www.sentec.com



only



www.sentec.com/ifu

HB-011236 - Date of Release: 11/2020

Care with
Confidence



Contact Gel – Composition

el **Συστατικά στοιχεία** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του SDMS για πλήρεις περιγραφές των προειδοποιήσεων/υποδείξεων προσοχής και πρόσθετες πληροφορίες.
Προειδοποιήσεις Αποφύγετε την επαφή με τραυματισμένο δέρμα. Μη χρησιμοποιείτε σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις.

et **Osad** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Hoiatuste/ettevaatus binõude täieliku kirjelduse ja lisateabe leiate SDMS-i kasutusjuhendist.
Hoiatused Vältige kokkupuudet vigastatud nahaga.
Ärge kasutage patsientidel, kes on allergilised.

fi **Osat** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Katso SDMS-järjestelmän käyttöohjeesta tarkemmat tiedot varoituksista/huomioista ja lisätiedot.
Varoitukset Vältä kosketusta vaurioituneeseen ihoon. Älä käytä potilailla, joilla ilmenee allergisia reaktioita.

hu **Komponensek** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Kérjük, tekintse meg az SDMS utasításainak kézikönyvét a figyelmeztetések/óvintézkedések teljes leírásáért és további információkért.
Figyelmeztetések Kerülje a sérült bőrrel való érintkezést. Ne alkalmazza allergiás reakciót mutató betegeken.

it **Komponentai** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Pilno įspėjimų ir atsargumo priemonių aprašymo bei papildomos informacijos ieškokite SDMS naudojimo vadove.
Įspėjimai Saugokite nuo kontakto su pažeista oda. Nenaudokite pacientams, kuriems pasireiškia alerginė reakcija.

lv **Sastāvdaļas** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Lūdzu, skatiet SDMS instrukciju rokasgrāmatu pilnīgiem brīdinājumu/piesardzības pasākumu aprakstiem un papildus informācijai.
Brīdinājumi Izvairieties no saskares ar ievainotu ādu. Neizmantojiet pacientiem, kuriem ir alerģiskas reakcijas.

nl **Componenten** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de SDMS voor een volledige beschrijving van de waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen en aanvullende informatie.
Waarschuwingen Voorkom contact met beschadigde huid. Niet gebruiken bij patiënten met allergische reacties.

no **Komponenter** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Les instruksjonshåndboken til SDMS for en fullstendig beskrivelse av advarsler/forsiktighetsreiser samt annen informasjon.
Advarsler Unngå kontakt med skadet hud. Må ikke brukes hos pasienter som får allergiske reaksjoner.

pl **Składniki** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Pełne opisy ostrzeżeń i ostrzeżeń oraz dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji obsługi SDMS.
Ostrzeżenia Unikaj kontaktu ze zranioną skórą. Nie stosować u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne.

ro **Componente** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Vă rugăm să consultați Manualul de instrucțiuni pentru SDMS pentru descrieri complete ale atenționărilor/precauțiilor și informații suplimentare.
Atenționări Evitați contactul cu pielea cu leziuni. A nu se utiliza la pacienți care prezintă reacții alergice.

ru **Компоненты** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Обратитесь к руководству по эксплуатации SDMS, чтобы ознакомиться с полным описанием предупреждений/мер предосторожности и дополнительной информации.
Предупреждения Не допускайте контакта с повреждённой кожей. Не используйте у пациентов с аллергическими реакциями.

sh **Komponente** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Kompletan tekst upozorenja/mera opreza i dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku za SDMS.
Upozorenja Izbegavajte kontakt sa povređenom kožom. Nemojte primenjivati na pacijentima koji su imali alergijske reakcije.

sv **Komponenter** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂), Glycerol (C₃H₈O₃)
Konsultera instruktionsmanualen för SDMS avseende fullständiga beskrivningar av varningar/försiktighet samt ytterlig information.
Varningar Undvik kontakt med skadad hud. Får inte användas på patienter som uppvisar allergiska reaktioner.

sentec.