

## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 14.1217**

Fiche créée le: 19/07/2006

Dernière modification le : 03/10/2018



**Désignation commerciale :** HAEMO – DIFF®

**Application :** Dispositif pour aide à la réalisation de frottis sanguins

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

<b>Description :</b>	Dispositif permettant de déposer une goutte de sang sur lame afin de réaliser un frottis sans ouverture du tube à prélèvement	
<b>Matière :</b>	Polystyrène et canule acier inox	
<b>Dimensions :</b>	Hauteur totale	27mm
<b>Conditionnement :</b>	Boîte de 4 sachets de 500 soit 2000 dispositifs	
<b>Qualités biologiques :</b>	Non Stérile	

### Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article pour Usage Général de Laboratoire  
Usage unique