

## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 72.692210**

Fiche créée le: 24/08/2008

Dernière modification le : 22/10/2018



**Désignation commerciale :** Microtube 1.5ml stérile Biosphère® non bouché, conique sans jupe, en polypropylène, cape attenante à vis jointée

**Application :** Applications générales en laboratoire comme préparation, stockage et/ou transport d'échantillons

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Microtube 1.5ml fond conique sans jupe stérile Biosphère®, cranté, livré non bouché, cape attenante à visser jointée (pas de vis externe)

**Normes et Directives :** Dispositif médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79CE

**Matière :**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Tube | Polypropylène naturel |
| Cape | Polypropylène naturel |

**Dimensions :**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hauteur totale           | 46mm   |
| Diamètre sous collerette | 10.8mm |
| Diamètre de la cape      | 13mm   |



**Art N°: 72.692210**

**Conditionnement :**

Carton de 2 boîtes de 10 sachets de 25 tubes (soit 500 tubes)

**Qualité Biosphère® plus :**



|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| ADN humain      | < 5.0fg/μl                                 |
| ADN bactérien   | < 0.2fg/μl                                 |
| DNase           | < 5 x 10 <sup>-7</sup> U/μl                |
| RNase           | < 5 x 10 <sup>-11</sup> Kunitz -unités     |
| ATP             | < 1 x 10 <sup>-12</sup> mmol/μl            |
| Pyrogènes       | < 0.002 Endotoxine Units/ml                |
| Inhibiteurs PCR | < 0.5 décalage de la valeur Ct / référence |

*Toutes ces mesures sont effectuées sur chaque lot de production par un laboratoire indépendant.*

*Certificat de conformité disponible sur demande*

**Numéro de lot**

Sur chaque sachet de 25, boîte et carton

**Date limite d'utilisation**

36 mois maximum sortie de production  
Sur chaque sachet de 25, boîte et carton

**Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :**

Usage unique

Autoclavable (20minutes à 121°C – pression 1Bar)

Vitesse de centrifugation maximale : 20.000g