

FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – Epicrâniennes Safety Multifly®

Fiche créée le: 31/07/2019

Dernière modification le:



Désignation commerciale : Epicrânienne Safety Multifly®

Application : Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette®

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485










Caractéristiques produit :

- **Description :** Microperfuseur de sécurité version tubulure courte (80 mm) ou tubulure longue (200 mm) pour prélèvement sanguin veineux avec dispositif de sécurité pour protéger l'utilisateur en fin de prélèvement et adaptateur pour tubes S-Monovette®
- **Normes et directives :** Dispositif médical conforme à la Directive 93/42/CE
Classe IIa
Organisme notifié : 0124
- **Matière :** Aiguille : acier inoxydable
Ailettes : PVC
Tubulure : PVC, sans DEHP
- **Conditionnement :** Carton de 4 boîtes de 120 épicroâniennes en emballage unitaire, Soit 480 pièces
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque emballage individuel, boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
Durée de vie : 36 mois en sortie de production
- **Qualités bactériologiques :** Stérile par oxyde éthylène
Apyrogène

FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – Epicrâniennes Safety Multifly®

Référencement des épicroâniennes :

Référence	Ø / Longueur	Longueur / Ø tubulure	Code couleur	Volume mort
85.1637205	0,9 mm – 20 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120µl
85.1637235	0,9 mm – 20 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1638200 (avec adaptateur dévissable)	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1638205	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120µl
85.1638235	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1640205	0,6 mm – 23 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120µl
85.1640235	0,6 mm – 23 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1642205	0,5 mm – 25 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120µl
85.1642235	0,5 mm – 25 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl

Limites d'utilisation - Recommandations :

Article à usage unique.

Absence de latex. Exempt de DEHP.

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.

Sans le " clic " audible, le système de sécurité n'est pas activé et ne peut pas remplir sa fonction de protection.

Eliminer après usage en utilisant des containers adaptés conformes à la législation en vigueur.

Les épicroâniennes Safety Multifly® doivent être stockées avant leur utilisation dans un environnement dans lequel la plage de température s'étend de +4 à 25°C, à l'abri de l'humidité et des rayons UV.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'épicroâniennes provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Porter des gants.