

FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – Epicrâniennes Multifly®

Fiche créée le: 30/07/2019

Dernière modification le:



Désignation commerciale : Epicrânienne Multifly®

Application : Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette®

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485










Caractéristiques produit :

- **Description :** Epicrânienne version tubulure courte (80 mm) ou tubulure longue (200 mm) pour prélèvement sanguin veineux avec adaptateur pour tubes S-Monovette®
- **Normes et directives :** Dispositif médical conforme à la Directive 93/42/CE
Classe IIa
Organisme notifié : 0124
- **Matière :** Aiguille : acier inoxydable
Ailettes : PVC
Tubulure : PVC, sans DEHP
- **Conditionnement :** Emballage unitaire
Se référer au tableau de référencement
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque emballage individuel, boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
Durée de vie : 36 mois en sortie de production
- **Qualités bactériologiques :** Stérile par oxyde éthylène
Apyrogène

FICHE TECHNIQUE

Prélèvement sang veineux – Epicrâniennes Multifly®

Référencement des épicroâniennes :

Référence	Ø / Longueur	Longueur / Ø tubulure	Code couleur	Volume mort
85.1637005	0,9 mm - 20G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120 µl
85.1637035	0,9 mm - 20G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1638 (avec adaptateur dévissable)	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1638001 Microperfuseur avec raccord Luer	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1638005	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120 µl
85.1638035	0,8 mm – 21 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1640005	0,6 mm – 23 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120 µl
85.1640035	0,6 mm – 23 G 19 mm – 3/4"	200 mm / 2,3 mm		250 µl
85.1642005	0,5 mm – 25 G 19 mm – 3/4"	80 mm / 2,3 mm		<120 µl

Limites d'utilisation - Recommandations :

Article à usage unique.

Absence de latex. Exempte de DEHP.

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.

Éliminer après usage en utilisant des containers adaptés conformes à la législation en vigueur.

Les épicroâniennes Multifly® doivent être stockées avant leur utilisation dans un environnement dans lequel la plage de température s'étend de +4 à 25°C, à l'abri de l'humidité et des rayons UV.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'épicroânienne provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Porter des gants.