

# FICHE TECHNIQUE

## Lancettes – Lancettes de sécurité

Fiche créée le: 20/01/2020

Dernière modification le:



**Désignation commerciale :** Lancette de sécurité

**Application :** Prélèvement de sang capillaire

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG      D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485






### Caractéristiques produit :

- **Description :** Lancette de sécurité pour prélèvement de sang capillaire
- **Normes et directives :** Dispositif Médical conforme à la Directive Européenne 93/42/CE
- **Matière :**
  - Bouton : Polypropylène PP
  - Gaine : Polypropylène PP
  - Ressort : Acier inoxydable
  - Aiguille : Acier inoxydable
  - Protecteur d'aiguille : Polypropylène PP
- **Dimensions :**
  - Largeur : 21 mm
  - Longueur : 52 mm
- **Conditionnement :** Carton de 6 boîtes distributrices de 200 lancettes, soit 1 200 pièces
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque boîte et carton  
Durée de vie : 60 mois en sortie de production
- **Qualités biologiques :** Stérile par irradiation

# FICHE TECHNIQUE

## Lancettes – Lancettes de sécurité

### Référencement des lancettes :

Référence	Coloris	Type / taille d'aiguille	Profondeur de pénétration	Quantité de sang
85.1015		Mini / 28 G	1,6 mm	Faible Jusqu'à 10 µl
85.1016		Normal / 21 G	1,8 mm	Moyenne De 10 à 50 µl
85.1017		Extra / 18 G	1,8 mm	Moyenne à élevée De 20 à 100 µl
85.1018		Lame Super / Largeur env. 1,50 mm	1,6 mm	Élevée De 100 à 500 µl
85.1019		Lame Néonatal / Largeur env. 1,50 mm	1,2 mm	Moyenne à élevée De 50 à 250 µl

### Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique.

Absence de latex. Absence de D.E.H.P.

Code Cladimed K53AB03

Les lancettes de sécurité doivent être stockées avant leur utilisation dans un environnement dans lequel la plage de températures s'étend de 4 à 25°C. Par conséquent, les produits doivent, par principe, être protégés des températures extrêmes et des intempéries, ainsi que de l'humidité et des rayons UV.

Vous pouvez également consulter notre brochure spécifique sur notre site internet à l'adresse suivante :

[www.sarstedt.com/fr/telechargement/brochure](http://www.sarstedt.com/fr/telechargement/brochure)