

FICHE TECHNIQUE

CryoPure– Tubes CryoPure à pas de vis interne et joint

Fiche créée le: 30/11/2020

Dernière modification le:



72.380



77.380002



77.380006

Désignation commerciale : Tube CryoPure 2,0 ml, à pas de vis interne, cape vissante QuickSeal jointée, stérile

Application : Stockage d'échantillons biologiques jusqu'à -196°C

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Tube CryoPure, à pas de vis interne, cape vissante QuickSeal jointée. Aplat blanc pour écriture et graduation. Fermeture étanche en 1 tour 1/3. Autostable grâce à sa base en étoile pour manipulation d'une seule main sur portoir. Température d'utilisation minimum : -196°C.
- **Normes et directives :** Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79/CE
- **Matière :**
Tube : Polypropylène (PP)
Cape : Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Joint : Silicone
- **Conditionnement :** Carton de 4 boîtes de 10 sachets de 50 tubes, soit 2000 tubes
- **Numéro de lot :** Situé sur sachet, boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Situé sur chaque sachet, boîte et carton
Durée de vie : 36 mois en sortie de production
- **Qualités bactériologiques :**

Stérile par irradiation	EN ISO 11137
Non pyrogénique	Test LAL <0,06EU
Non cytotoxique	ISO 10993-5
Non mutagénique	Ames test II



FICHE TECHNIQUE

CryoPure– Tubes CryoPure à pas de vis interne et joint

Référencement des tubes CryoPure :

Référence	Volume Nominal	Couleur cape	Graduation	Ø tube / Ø cape	Hauteur totale / Hauteur sans cape
72.380	1,6 ml	Blanche	1,6 ml	11 mm 12 mm	47 mm 38 mm
72.380002	1,6 ml	Rouge	1,6 ml	11 mm 12 mm	47 mm 38 mm
72.380004	1,6 ml	Jaune	1,6 ml	11 mm 12 mm	47 mm 38 mm
72.380005	1,6 ml	Verte	1,6 ml	11 mm 12 mm	47 mm 38 mm
72.380006	1,6 ml	Bleue	1,6 ml	11 mm 12 mm	47 mm 38 mm
72.380007	1,6 ml	Violette	1,6 ml	11 mm 12 mm	47 mm 38 mm
72.380992	Mélange de coloris : blanc, rouge, jaune, vert et violet				

Possibilité de positionner des inserts de couleurs dans la cape pour augmenter les possibilités de codage.

Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique

Les tubes CryoPure doivent être stockés avant leur utilisation dans un environnement dans lequel la plage de températures s'étend de 4 à 25°C. Une qualité constante tout au long de la durée de vie est garantie par des conditions de stockage optimales. Par conséquent, les produits doivent, par principe, être protégés des températures extrêmes et des intempéries, ainsi que de l'humidité et des rayons UV.

Remarque concernant la sécurité :

En cas d'utilisation en azote liquide, **ne stocker que dans la phase gazeuse.**

Le stockage dans la phase liquide peut conduire à des risques d'explosion et/ou de contaminations.