

# L'aspiration médicale sécurisée



**Filtre ALIZE 2 en 1**  
bactériologique et hydrophobe  
Patient unique



**Bocal de sécurité**  
désinfectable à froid  
Durée de vie : 30 cycles



**Bocal de sécurité autoclavable**  
à 134°C pendant 18 min.  
Durée de vie : 30 cycles

## Accessoires et consommables

Référence	Désignation	Repère
167919	Filtre ALIZE 2 en 1 (x50)	1
109378	Bocal désinfectable à froid	
109377	Bocal autoclavable à 134°C	
168309	Filtre bactériologique (x100) pour bocal autoclavable ou désinfectable	
109376	Olive de sécurité	4

## Pièces détachées

Référence	Désignation	Repère
177056	Vacuomètre <b>ALIZE -250 mbar</b>	2
177057	Vacuomètre <b>ALIZE -600 mbar</b>	2
177058	Vacuomètre <b>ALIZE -1000 mbar</b>	2
177055	Trappe arrière ALIZE	3

Les opérations de démontage, montage et maintenance doivent être effectuées par des techniciens formés.  
Utiliser des pièces détachées d'origine.

