

Détendeur Haute Pression Gaz Médicaux SAM



Simple étage - Montage sur bouteille

Le détendeur SAM est conçu pour la mise en œuvre de gaz comprimés médicaux. Il se raccorde sur le robinet d'une bouteille de gaz comprimé à 200 bar.

Equipé en sortie d'une **prise crantée AFNOR**.

Exemples d'utilisation : équipe les armoires de secours des blocs opératoires, se substitue au réseau lors de coupures.

Il est conforme à l'ISO 10524-1 et à l'amendement A1.

Matière : **Laiton chromé**

Membrane **NBR**

Q1 : Débit type **5 Nm³/h** - Qmax : Débit max **13,5 Nm³/h**

Poids : **1,8 Kg**

Pression de sortie fixe 4 ou 10 bar (ajustable $\pm 0,5$ bar)

Référence	Désignation
216852	Détendeur SAM N2O 4bar Type G prise crantée
216857	Détendeur SAM N2O 10bar Type G prise crantée

Normes et réglementations:

CE0123 - 10524-1

Raccord normalisé NFS 90-116

Fabricant:

Cahouet

ISO 9001 / ISO 13485

52 rue de Lagny

93100 - MONTREUIL - FRANCE