



PROTECTION DES BARRIÈRES DE LIT



PROTECTION ET SÉCURITÉ

RÉFÉRENCES :

PBL140 : Taille M

PBL190 : Taille L

PBL100 : Taille S

PBL040 : Kit de rallonge de sangle

Elles protègent la personne alitée des parties dures et contondantes des barrières de lit !

Les protections de barrière de lit permettent d'éviter les risques de blessures au lit. Elles sont conçues en mousse polyuréthane et sont ignifuges, imperméables, respirantes et antibactériennes.

Dotées de 4 sangles, elles sont facilement amovibles et peuvent être positionnées à l'extérieur du lit, afin de baisser les barrières sans enlever les protections.

Différents modèles sont disponibles, en version demi-barrière ou encore avec rallonge.



Elles s'adressent à des personnes nécessitant **une protection au niveau des barrières de lit, des patients alités et agités notamment.**



PRÉVENTION DE LA CHUTE

Les protections de barrières de lit se tournent aisément sur les barrières permettant un accès facile et rapide au lit.

Déhoussables, elles s'entretiennent facilement.



ASSOCIATIONS DE PRODUITS



DOMOCHUTE®

Matelas amortisseur de chute

Réf : SARDOM0800



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 12/12/2023
 Génération de produit : 3
 Garantie* : 2 ans
 Fabricant : Alter Eco Santé
 Origine : France
 Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

PROTECTION DE BARRIÈRES DE LIT

PROTECTION ET SÉCURITÉ



INDICATIONS D'UTILISATION

Avant utilisation, vérifier que les fermetures à glissières des housses sont fermées.

Les sangles doivent être positionnées et tendues sur le côté extérieur de la barrière de lit.

Indiqué pour les sujets alités et agités.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Ne pas laisser au sol après utilisation.

Résistance au feu : ISO-12952-Classe A (Standard UNE-EN14533:2003).

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>



CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 paire de protection de barrières de lit et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Mousse de polyéthylène. Housse en polyuréthane.

Couleur : Bleu.

Densité de la mousse : 25 kg/m³

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Lavage des housses uniquement. Les housses doivent être désolidarisées des mousse pour être lavées. Pas de jet sous pression.

Housse lavable à 95°C et autoclavable à 120-130°C.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
PBL140	03760311371080	Protection de barrières de lit matelassée déhoussable (la paire).	0,75 kg	Taille M : 136 x 33 x 3 cm
PBL190	03760311371073		1 kg	Taille L : 186 x 33 x 3 cm
PBL100	En cours d'obtention		0,5 kg	Taille S : 100 x 33 x 3 cm
PBL040	En cours d'obtention	Kit de rallonge de 4 sangles pour protection de barrières de lit taille S. Pour une adaptation en tête et pied de lit.	0,2 kg	Longueur 40 cm