



MOUFLES MULTIGLIDE®

AIDE AU POSITIONNEMENT





MOBILISATION AU LIT

RÉFÉRENCE :

SIIM35

Elles permettent à un soignant de mobiliser plus facilement une personne couchée, en toute sécurité !

Les moufles **MULTIGLIDE®** sont traitées pour procurer un effet de glisse optimal, permettant ainsi au soignant de passer les mains et avant-bras sous la personne sans effort et facilitant son positionnement au lit, au fauteuil ou encore sur la table d'opération.



Elles s'adressent à des personnes ayant besoin **de mobiliser une personne au lit ou au fauteuil.**

+ CONFORT PATIENT

Les moufles **MULTIGLIDE®** permettent une mobilisation respectueuse du confort de la personne y compris sur peau fragile.

Idéales pour vérifier les pressions sur un coussin à cellules pneumatiques télescopiques.

ASSOCIATIONS DE PRODUITS



DRAP DE REHAUSSEMENT MULTIGLIDE®

Réduction de la friction
lors du rehaussement

Réf : SIIM130



GUIDÉ SURVEILLÉ
Faire faire



AIDE PARTIELLE
Faire avec



AIDE TOTALE
Faire pour

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 12/12/2023

Génération de produit : 1

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Immedia

Origine : Danemark

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

MOUFLES

MULTIGLIDE®

AIDE AU POSITIONNEMENT

INDICATIONS D'UTILISATION

Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant des difficultés de positionnement dans son lit ou au fauteuil.

Convient particulièrement à la mobilisation de patients ayant la peau fragile. Doivent être désinfectées entre chaque patient.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Après utilisation, les moufles MULTIGLIDE® ne doivent pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

CONDITIONNEMENT

1 sachet contenant 1 paire de moufles MULTIGLIDE® et sa fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Tissu MULTIGLIDE®.

Couleur : Vert.

Charge maximale admissible :
Non applicable

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIERE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :

Lavage à 80° en machine. Séchage à 65° maximum.

Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air.

Autoclave 136°.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCE	IDENTIFICATION N° UDI	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SIIM35	05708012254576	Paire de moufles MULTIGLIDE®	22 g (la paire)	20 x 50 cm (la moufle)