

SET DE COUSSINS POUR LE POSITIONNEMENT AU LIT

RÉFÉRENCE :
SIPM8010

Le set de coussins ALPHA.4WD® permet le positionnement confortable d'un patient.

Ils permettent entre autres une stabilisation lors du positionnement ainsi qu'une décharge des points de pression.


Leur polyvalence permet un positionnement ciblé en fonction des soins planifiés, des diagnostics et besoins thérapeutiques ■

LES PRODUIT

Positionnement jusqu'à 135°

Stable et sécuritaire

Cale permettant le soutien en positionnement latéral




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTÉ

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE


TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Réf	Type Produit	Dimensions	Poids	N° Identification UDI
SIPM8010 Set de coussins ALPHA.4WD	Cales de lit Ref SIPM8015	50 x 22 x 13/0 cm	250 g	04250355380159
	Cales de lit 2 quantités Ref SIPM8012	25 x 22 x 13/0 cm	125 g	04250355380128



PRODUIT :	COUSSINS ALPHA.4WD®
DESCRIPTION COURTE :	SET DE COUSSINS POUR POSITIONNEMENT AU LIT
RÉFÉRENCES :	SIPM8010
DATE DE MISE À JOUR :	22/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	04250355380104
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	SET COMPLET : 500 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour apporter un soutien confortable au patient lors du positionnement, en fonction des besoins de soins spécifiques.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, les coussins ALPHA.4WD® ne doivent pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel, produits abrasifs, assouplissant. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Séchage à l'air libre.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C).
COMPOSITION :	Polyuréthane antidérapant.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant un set de Coussins ALPHA.4WD® et sa fiche technique.
COULEUR :	Bleu.