



CHAUSSETTES ANTIDÉRAPANTES

POUR LA PRÉVENTION DE LA CHUTE



PROTECTION ET SÉCURITÉ

RÉFÉRENCES :

SU4820023S : Taille 35/38
SU4820023M : Taille 39/42
SU4820023L : Taille 43/45



Elles s'adressent à des personnes **présentant un risque de chute.**



Elles permettent de prévenir le risque de chute.

Les chaussettes antidérapantes, entièrement caoutchoutées sur la plante du pied, sont conçues pour éviter tout risque de glisse sur tous types de sols.

Elles stabilisent la marche tout en apportant un confort optimal à l'utilisateur.

Elles sont disponibles de la taille 35 à 45, en bordeaux ou noir.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Elles **s'entretiennent facilement** grâce à un nettoyage en machine.



ASSOCIATIONS DE PRODUITS



PROTECTEURS DE HANCHES

Amortir les chocs

Réf : SU2008



GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 14/12/2023

Génération de produit : 1

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Suprima

Origine : Allemagne

Classe de dispositif : Classe 1



* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

CHAUSSETTES ANTIDÉRAPANTES

POUR LA PRÉVENTION DE LA CHUTE



INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour la prévention de la chute. Utilisation recommandée sur une surface sèche.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Non approprié pour un sujet traînant les pieds ou avec une restriction du système locomoteur. Risque de dérapage sur les surfaces humides ou moites malgré la plante de pied caoutchoutée.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

- Lavage en machine à une température maximale de 60 °C.
- Séchage en machine à température faible (60°C maximum).
- Repassage à faible température (- de 110°C).
- Blanchisserie interdite.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POINTURE	COULEUR
SU4820023S	04009867022978	Paire de chaussettes antidérapantes - Taille S	35/38	Bordeaux
SU4820023M	04009867022954	Paire de chaussettes antidérapantes - Taille M	39/42	Noir
SU4820023L	04009867022954	Paire de chaussettes antidérapantes - Taille L	43/45	Noir