



PROTECTEURS DE HANCHES, CULOTTES ET PORTE PROTECTEURS



PROTECTION ET SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE :

Voir fiche technique


Ils permettent d'amortir les chocs au niveau des hanches.

Les protecteurs de hanches permettent d'amortir les chutes et les chocs latéraux et de réduire le risque de fractures de la hanche.




La forme ergonomique permet un confort maximum en position debout comme couchée et maintient une complète liberté de mouvement. Leur composition est étudiée pour ne laisser aucune trace de pression ou de friction sur la peau.

Ils sont compatibles avec toutes nos culottes et porte protecteurs. Les protecteurs de hanches sont particulièrement adaptés aux patients atteints d'Alzheimer ou apparenté.

Les culottes et porte protecteurs sont conçus dans une matière très élastique et tricotés sans couture pour un confort optimum. Les protecteurs s'insèrent de chaque côté, facilitant ainsi le nettoyage.



Ils s'adressent à des personnes **nécessitant une protection au niveau des hanches.**



+ CONFORT

Les protecteurs de hanches étant souples, ils s'adaptent à toutes les morphologies.

ASSOCIATIONS DE PRODUITS



Associer les protecteurs de hanches avec les culottes ou porte protecteurs !

CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 14/12/2023

Génération de produit : 2

Garantie* : 2 ans

Fabricant : Supprima

Origine : Allemagne

Classe de dispositif : Classe 1



Fiche Technique

PROTECTEURS DE HANCHES, CULOTTES ET PORTE PROTECTEURS

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour les sujets présentant des fragilités de la hanche. Indiqué pour la prévention de la chute. Utilisation combinée : culotte ou un porte protecteurs de hanches associé aux protecteurs de hanches.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.

Les protecteurs de hanches ne peuvent pas empêcher toutes les blessures dues à une chute. Nous déclinons toute responsabilité dans ce cas de figure.

Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net). Vous pouvez notifier l'incident à l'ANSM au lien suivant : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Procédé de lavage des protecteurs de hanches :

- Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant de pH neutre (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).

- Lavage en machine à température maximale de 60°C.

Procédé de lavage culotte / porte protecteurs :

- Lavage en machine à température maximale de 95°C pour les culottes et 60°C pour les porte protecteurs, 60°C pour les culottes OSTEOPANTY

- Pas de séchage en machine

- Pas de repassage.

- Blanchisserie interdite.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

CONDITIONNEMENT

1 sac contenant la référence commandée et la fiche technique.

COMPOSITION & COULEUR

Protecteurs de hanches : Mousse viscoélastique, enveloppe PVC.

Culottes et porte protecteurs : 90% coton, 10% élasthanne.

Couleur : Blanc (Noir pour les OSTEOPANTY)

TAILLE	FEMME	HOMME	TOUR DE HANCHES
S	36/38	4	90 - 96 cm
M	40/42	5	97 - 104 cm
L	44/46	6	105 - 112 cm
XL	48/50	7	113 - 121 cm
XXL	52/54	8	122 - 132 cm

RÉFS	N° IDENTIF.UDI	DESCRIPTION	TAILLE
SU2008	04009867019497	Paire de protecteurs de hanches	16 x 18 cm
SIMCSS	04009867017295	Culotte seule	S
SIMCSM	04009867017288		M
SIMCSL	04009867017271		L
SIMCSXL	04009867017301		XL
SIMCSXXL	04009867017318		XXL
SU1450S	04009867017646	Paire de protecteurs de hanches + 3 culottes	S
SU1450M	04009867017639		M
SU1450L	04009867017622		L
SU1450XL	04009867017653		XL
SU1450XXL	04009867017660		XXL

RÉFS	N° IDENTIF.UDI	DESCRIPTION	TAILLE
SU1415S	04009867017141	Porte protecteurs seul.	S
SU1415M	04009867017134		M
SU1415L	04009867017127		L
SU1415XL	04009867017158		XL
SU1415XXL	04009867017165		XXL
SU1415SP	En cours d'obtention	Paire de protecteurs de hanches + 1 porte protecteurs.	S
SU1415MP	En cours d'obtention		M
SU1415LP	En cours d'obtention		L
SU1415XLP	En cours d'obtention		XL
SU1415XXLP	En cours d'obtention		XXL
SU1400-009-S	04009867016670	Culotte femme OSTEOPANTY noire avec strass	S
SU1400-009-M	04009867016663		M
SU1400-009-L	04009867016656		L
SU1400-009-XL	En cours d'obtention		XL