



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life\*

\* prendre soin de la vie



## Agilia® Duo

Accessoire pour recharger 2 appareils de perfusion des gammes AGILIA et AGILIA CONNECT

## Données techniques

### Matériau principal

ABS

### Dimension (h/l/p) / Poids

Approx. 172 x 42,6 x 54 mm / Approx. 183 g

### Alimentation CA

Source d'alimentation : 100 V - 240 V ~ / 50/60 Hz

Consommation maximale : 20 - 30 VA

### Conformité

CEI 60601-1 (Ed. 3.1) et collatérales.

Accessoire de Classe I, marquage CE selon la directive 93/42/CE


### Emballage

- 1 Agilia Duo
- 1 Notice

Agilia et Vigilant sont des marques déposées par Fresenius Kabi dans certains pays sélectionnés.

En raison de l'évolution des normes, des textes réglementaires et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation de nos services. Document non contractuel. Ce document ne peut être reproduit en partie ou en totalité sans l'autorisation écrite de Fresenius Kabi.

Les dispositifs médicaux présentés dans ce document sont conçus pour la perfusion de médicaments ou de produits sanguins. Ils sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé en milieu hospitalier.

 Performances, caractéristiques techniques et informations nécessaires au bon usage des dispositifs : consulter les instructions d'utilisation fournies avec les dispositifs.

Accessoire Agilia Duo : c.l.I / **CE**

Fabricant légal : Fresenius Kabi AG-61346 Bad Homburg v.d. H. Allemagne



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life\*

\* prendre soin de la vie



Fresenius Kabi AG  
61346 Bad Homburg  
Allemagne  
Tél. : +49 (0) 61 72 / 686-0  
[www.fresenius-kabi.com](http://www.fresenius-kabi.com)

Fresenius VIAL S.A.S.  
Le Grand Chemin  
38590 Brézins  
France  
Tél. : +33 (0)4 76 67 11 11  
Fax : +33 (0)4 76 67 11 12  
[commercial.vial@fresenius-kabi.com](mailto:commercial.vial@fresenius-kabi.com)  
Une société du groupe Fresenius Kabi  
[www.fresenius-kabi.fr](http://www.fresenius-kabi.fr)