




COLLIER CERVICAL DE SECOURS « M2R/S »

Indications & usages

Suspicion de traumatismes cervicaux.

Précautions

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle. Ne pas utiliser le dispositif en contact direct avec des pommades ou gels, protéger la zone sur laquelle sont appliqués ces produits avant la mise en place du dispositif. Laisser le dispositif sécher à l'air libre si exposition à l'humidité et chaleur avant de le remettre en place. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Tout dispositif endommagé ne doit pas être utilisé. Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Veillez à serrer la sangle modérément. La supervision d'un adulte est recommandée.



Guide des tailles & caractéristiques techniques

Taille	Référence	Code ACL/EAN	Coloris
PEDIATRIQUE T1	M2R/S P1	37014 5980097 1	Fuchsia
PEDIATRIQUE T2	M2R/S P2	37014 5980098 8	Bleu
PEDIATRIQUE T3	M2R/S P3	37014 5980099 5	Vert
ADULTE T1	M2R/S 1	37014 5980100 8	Rouge
ADULTE T2	M2R/S 2	37014 5980101 5	Rouge
ADULTE T3	M2R/S 3	37014 5980102 2	Rouge

Description & utilisation






Collier cervical en deux parties avec orifice trachéal et orifices carotidiens. Fermeture de type velcro. Solidité. Confort. Efficacité. Facilité de mise en place. Orifice trachéal. Orifices carotidiens. Collier radio-transparent.

Composition

Styrène éthylène butylène styrène, polyamide, polypropylène. Absence de latex. Absence de phtalates. Absence de nickel. Absence de produit d'origine animale ou biologique.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité, d'une exposition directe à la lumière et loin d'une source de chaleur. Entretien des éléments textiles :

-  Lavage à la main.
-  Pas de chlorage.
-  Faire sécher à l'ombre et à plat sur une surface plane.
-  Pas de repassage ni de vapeur.
-  Pas de nettoyage à sec.

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.




COLLIER CERVICAL DE SECOURS « M2R/S »

Indications & usages

Suspicion de traumatismes cervicaux.

Précautions

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur. Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit. Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle. Ne pas utiliser le dispositif en contact direct avec des pommades ou gels, protéger la zone sur laquelle sont appliqués ces produits avant la mise en place du dispositif. Laisser le dispositif sécher à l'air libre si exposition à l'humidité et chaleur avant de le remettre en place. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Tout dispositif endommagé ne doit pas être utilisé. Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Veillez à serrer la sangle modérément. La supervision d'un adulte est recommandée.



Guide des tailles & caractéristiques techniques

Taille	Référence	Code ACL/EAN	Coloris
PEDIATRIQUE T1	M2R/S P1	37014 5980097 1	Fuchsia
PEDIATRIQUE T2	M2R/S P2	37014 5980098 8	Bleu
PEDIATRIQUE T3	M2R/S P3	37014 5980099 5	Vert
ADULTE T1	M2R/S 1	37014 5980100 8	Rouge
ADULTE T2	M2R/S 2	37014 5980101 5	Rouge
ADULTE T3	M2R/S 3	37014 5980102 2	Rouge

Description & utilisation






Collier cervical en deux parties avec orifice trachéal et orifices carotidiens. Fermeture de type velcro. Solidité. Confort. Efficacité. Facilité de mise en place. Orifice trachéal. Orifices carotidiens. Collier radio-transparent.

Composition

Styrène éthylène butylène styrène, polyamide, polypropylène. Absence de latex. Absence de phtalates. Absence de nickel. Absence de produit d'origine animale ou biologique.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité, d'une exposition directe à la lumière et loin d'une source de chaleur. Entretien des éléments textiles :

-  Lavage à la main.
-  Pas de chlorage.
-  Faire sécher à l'ombre et à plat sur une surface plane.
-  Pas de repassage ni de vapeur.
-  Pas de nettoyage à sec.

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.




COLLIER CERVICAL DE SECOURS « M2R/S »

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité d'un professionnel de santé qualifié.
Le praticien doit donner toutes les informations sur le produit au patient.
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Mise en place des deux parties du collier



COLLIER CERVICAL DE SECOURS « M2R/S »

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité d'un professionnel de santé qualifié.
Le praticien doit donner toutes les informations sur le produit au patient.
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Mise en place des deux parties du collier



Groupe SOBER SAS

www.sober.fr

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr



- 13-DT-GSO171 - Rev. 2 - 3-12-21 - Date de mise à jour de la fiche : décembre-21

Année d'apposition du marquage CE : 2016



= Fabricant du dispositif médical
 = Un seul patient, plusieurs utilisations

= Dispositif médical
 = Marquage « CE » de conformité

= Non stérile



Groupe SOBER SAS

www.sober.fr

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberetvous@sober.fr



- 13-DT-GSO171 - Rev. 2 - 3-12-21 - Date de mise à jour de la fiche : décembre-21

Année d'apposition du marquage CE : 2016



= Fabricant du dispositif médical
 = Un seul patient, plusieurs utilisations

= Dispositif médical
 = Marquage « CE » de conformité

= Non stérile