

## Lingettes nettoyantes désinfectantes FB Wipes

- Lingettes imprégnées, pour le traitement des surfaces et instruments
- pH neutre (pH 6) compatibles avec de nombreux matériaux
- A base d'agents de surface non ioniques et d'ammoniums quaternaires
- Activité : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide, sporicide
- Sans rinçage (sauf surfaces en contact avec les denrées alimentaires)

| Réf.   | Description                              | Pack             | €/carton de 12 packs |
|--------|--|------------------|----------------------|
| 711599 | FB Wipes XXL - grand format 240 x 300 mm | 60 lingettes XXL | NC -                 |
| 711607 | FB Wipes - format 180 x 200 mm           | 100 lingettes    | NC -                 |



## Lingettes Assepto biocide

- Lingettes nettoyantes pour les surfaces
- Actions virucide, bactéricide, fongicide



| Réf.   | Conditionnement                | €    |
|--------|--------------------------------|------|
| 280007 | Distributeur de 40 serviettes  | NC - |
| 280008 | Distributeur de 100 serviettes | NC - |

## Lingettes désinfectantes HPDerm

- Pour la désinfection des mains, objets, instruments, surfaces
- Activité bactéricide, levuricide, virucide
- Support en non-tissé cellulose/viscose, 125 x 205 mm
- Solution désinfectante à base d'Ethanol, chlorure de benzalkonium, chlorhexidine digluconate
- Biocide TP1\* et TP2

\*Usage externe sur peau saine uniquement.



| Réf.   | Désignation                               | €    |
|--------|---|------|
| 061918 | Lingettes HPDerm - boîte de 100 lingettes | NC - |

## Lingettes désinfectantes inodores Bactinyl®



- Format : 165 x 400 mm
- Dispositif médical classe IIa
- Pour la désinfection par contact des dispositifs médicaux non invasifs, instrumentation, matériels et équipements médicaux
- Convient pour la désinfection de la peau saine
- Solution désinfectante à base de peroxyde d'hydrogène, ammoniums quaternaires, éthanol

### Activité bactéricide :

- + EN 13727 (conditions de saleté - 1 min, 20 °C)
- + EN 14561 (conditions de saleté - 5 min, 20 °C)
- + EN 16615 (conditions de saleté - 2 min +/- 15 sec, 20 °C)

### Activité levuricide :

- + EN 13624 (conditions de saleté - 1 min, 20 °C)

### Activité virucide :

- + EN 14476

| Réf.   | Description                       | € boîte de 120 lingettes |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|
| 011501 | Lingettes désinfectantes inodores | NC -                     |

## Lingettes détergentes désinfectantes Meliseptol®



- En polyéthylène téréphtalate, sans alkalamine, ni colorant, ni parfum
- Détergentes et désinfectantes imprégnées de Meliseptol® Foam pure
- Large spectre virucide
- Taille (mm) : 200 x 152

### Mode d'emploi

- + Appliquer la lingette sur la zone à traiter
- + Laisser sécher
- + En cas de contamination visible : procédure en 2 temps
  - décontamination avec une lingette
  - désinfection avec une nouvelle lingette

|      | Boîte de 60 lingettes | Sachet de 60 lingettes |
|------|-----------------------|------------------------|
| Réf. | 921114                | 921115                 |
| €    | NC -                  | NC -                   |