

La Solution Prime : Bien plus qu'un scan, une expérience

Un **scanner** intra-oral rapide et précis,
maintenant accessible sur ordinateur
portable soutenu par

DS Core™, la nouvelle plateforme cloud
de stockage et de partage de fichiers et

DS Core Care, notre service complet
d'assistance à l'équipement.



PATIENTS



LABORATOIRE



DS CORE



CABINET DENTAIRE



Primescan Connect offre des performances élevées accessible à tous.

Primescan Connect : le moyen de débuter facilement


Découvrez Primescan Connect : le scanner intra-oral rapide et précis, accessible sur ordinateur portable.

Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans la dentisterie numérique



Vitesse¹

Numérisation complète de l'arcade en moins d'une minute environ



Précision

Des numérisations de qualité, quel que soit le matériau utilisé ou la difficulté à capturer la zone




Facile d'utilisation

Un processus de numérisation simplifié, vous permettant d'accorder plus de temps à vos patients



Connectivité

Combiné à DS Core™ pour vous permettre de partager des scans intra-oraux, ainsi que d'autres fichiers, afin de collaborer de manière transparente avec vos partenaires et vos collègues de laboratoire



Flexibilité

De taille compacte, il s'intègre facilement à n'importe quel flux de travail et à tout type de configuration de cabinet


1. À partir de Connect SW 5.2. Données internes sur fichier

Profitez de la numérisation grâce à notre dernière avancée technologique

Primescan Connect effectue une numérisation complète de l'arcade en une minute environ, ce qui signifie plus de confort pour vos patients.

- Technologie brevetée à l'épreuve du temps
- Numérisation facile de tout type d'empreinte
- Numérisation simplifiée pour les empreintes de grandes étendues
- Numérisation fluide pour les couronnes métalliques, ce qui permet la prise en charge de tout type de patient
- Concept unique à trois embouts et variété d'options de nettoyage et de désinfection
- Fenêtre de numérisation entièrement fermée empêchant ainsi l'infiltration de liquide durant le processus de numérisation

Conçu pour offrir un niveau de performance très élevé



Grâce aux trois différents embouts, vous pouvez facilement intégrer le scanner intra-oral à votre procédure d'hygiène




Embout en acier autoclavable avec une fenêtre à usage unique.



Embout jetable répondant aux exigences d'hygiène permettant d'éviter la contamination croisée.



Embout en acier à fenêtre en verre saphir pouvant être stérilisé à la chaleur sèche ou traité avec une désinfection de haut niveau.



Travaillez plus efficacement avec DS Core¹

Tirez le meilleur parti de votre Primescan Connect grâce à la solution hébergée sur le cloud de Dentsply Sirona : DS Core.

DS Core est une plateforme numérique qui propose des outils de stockage et de partage des fichiers patients. Il vous fournit une médiathèque complète de vos patients où tous les scans intra-oraux et autres fichiers liés aux cas peuvent être stockés et facilement accessibles, rendant ainsi vos flux de travail plus efficaces.

- Médiathèque complète de vos patients offrant des flux de travail et une planification des traitements très efficaces
- Jusqu'à 15 To de stockage sur le cloud et partage de fichiers illimité avec vos partenaires de laboratoire et vos confrères
- Prend en charge la collaboration conforme au RGPD/HIPAA et à la confidentialité des données de vos patients
- Accessible via un navigateur Web à la fois depuis votre cabinet dentaire et à distance
- Pas besoin de licences logicielles ni de maintenance. Souscrivez un abonnement unique pour n'importe quel ordinateur au sein de votre cabinet, chez vous ou ailleurs

1. DS Core n'est pas un logiciel de dispositif médical. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé. À utiliser uniquement à des fins d'information, d'éducation ou de partage. Service soumis à la disponibilité de votre pays. Veuillez contacter votre représentant DS local pour plus d'informations.


Passez commande auprès de votre laboratoire avec Connect Case Center

Grâce à notre portail collaboratif, Connect Case Center, bénéficiez d'un processus de commande simple et transparent auprès de votre laboratoire. Primescan Connect est un scanner ouvert. Cela signifie que vous pouvez envoyer des données à n'importe quel laboratoire de votre choix, qui recevra les informations dans le format dont il a besoin.

Envoyez des données à votre laboratoire en un seul clic

- Connect Case Center vous permet de transférer des commandes numériques aux laboratoires dentaires en quelques secondes, le tout en conformité à l'HIPPA et le GDPR
- Offre une connectivité validée avec l'ensemble des principaux logiciels de laboratoire (inLab, 3Shape, exocad, etc.) afin que votre laboratoire et vous puissiez conserver vos flux de travail existants
- Grâce aux supports numériques, examinez et discutez de vos cas lors de votre consultation avec un patient
- Envoyez des données supplémentaires telles que des images de vos patients et des captures d'écran
- Licence Connect Case Center incluse gratuitement pour votre laboratoire, afin qu'il puisse traiter facilement vos données d'analyse
- Accès aux flux de travail validés de Dentsply Sirona
- Alineurs SureSmile®
- Flux de travail d'implantation numérique via Simplant® et Atlantis®

Enregistrement et partage de fichiers simplifiés





DS Core™ Care : prolongez la durée de vie de vos équipements pour une tranquillité d'esprit

DS Core Care est un service tout-en-un d'équipement complet et proactif qui peut vous faire gagner un temps précieux, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le traitement de votre patient.



Portail d'assistance client

Connaissance des produits et du flux de travail avec l'auto-assistance en ligne immédiate disponible 24 heures/24 et 7 jours/7




Assistance téléphonique

Assistance technique téléphonique fournie par des experts qualifiés



Clarification rapide du service

Partagez vos informations sur l'appareil et son état technique avec votre technicien pour obtenir une aide à distance via DS Core



Pièces de rechange

Couverture des pièces détachées d'origine durant 3 ans



Remplacement

Programme de remplacement d'équipement express pour Primescan Connect



Couverture des dommages accidentels

Couverture étendue de votre scanner intra-oral en cas d'incidents imprévus

Faites vos premiers pas dans la dentisterie numérique en toute confiance

Avec Primescan Connect, entrez dans un monde numérique de possibilités. En vous connectant à des laboratoires experts, en rationalisant vos flux de travail existants et en vous permettant d'intégrer facilement de nouvelles procédures, Primescan Connect vous aide à gérer plus facilement votre cabinet et à grandir en toute confiance.

Offrez une excellente expérience de soin

avec la technologie de numérisation intra-orale de haute précision offerte par Primescan Connect

Collaborez de manière transparente avec vos partenaires et de laboratoire

avec DS Core, la plateforme innovante de stockage et de partage de fichiers via le cloud

Passez commande auprès du laboratoire de votre choix

en un clic à l'aide de Connect Case Center. En tant que scanner intra-oral ouvert, Primescan Connect vous donne accès à n'importe quel logiciel de laboratoire

Développez-vous avec Primescan Connect. Intégrez-le dans vos procédures existantes et utilisez-le pour développer de nouveaux flux de travail numériques.



Avec Primescan Connect, vous pouvez désormais vous concentrer encore plus sur ce qui est important pour vous, vos patients.

Dentsply Sirona

Immeuble Le Colbert - 7 ter, rue de la Porte de Buc,
78008 Versailles Cédex

N° Service Clients : 01 30 97 66 00

Fax Service Clients : 01 30 97 65 82

Email : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs dans le texte, n° de commande A91100-M43-C323-01-7700, 08/2022.

Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPP.

Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Primescan Connect : scanner intraoral 3D haute résolution permettant d'envoyer les prises d'empreintes optiques à un laboratoire de prothèse. Classe : I. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Rev. : 10/2022.