

stryker

Xpedition™

chaise motorisée pour escaliers

Motorisée. Simple. Polyvalente.



Bougez et Grimpez

Xpedition, la première chaise motorisée pour escaliers de Stryker, vous aide à accomplir votre mission .



Conçue pour une sécurité accrue*

- Permet aux soignants de transporter les patients de manière ergonomique dans des escaliers, en utilisant un système de chenilles motorisé pour aider à réduire le risque de blessure et de fatigue du personnel soignant.
- Réduction du basculement du patient vers l'arrière dans les escaliers, en combinaison avec le système de maintien du patient de Stryker.
- Les éclairages intégrés côté tête et côté pieds permettent aux soignants de voir l'environnement qui les entoure et celui de leurs patients.
- Aide à améliorer la lisibilité grâce à une interface utilisateur intuitive, des boutons indicateurs rétroéclairés et des lumières vives.



Intégration simple à votre flux de travail

- Le produit replié demande le même espace de stockage que la chaise pour escaliers Stair-PRO® de Stryker, cela en ayant une largeur d'assise plus importante, ce qui lui permet de s'adapter à une plus grande variété de tailles de patients.
- Le brancard motorisé Power-PRO™ 2 et la chaise Xpedition de Stryker partagent la même batterie lithium-ion et le même chargeur de batterie universels.
- L'indice de protection IPX6 garantit la durabilité dans une large gamme d'environnements et permet un lavage à haute pression.
- Les deux boutons de mise en marche et plusieurs options de vitesse permettent au soignant de personnaliser son approche en fonction du protocole et de ses préférences lors de la montée ou de la descente des escaliers.



Amélioration de l'expérience de soins*

- Aide à éviter d'endommager les escaliers grâce à un système de chenilles lisses qui maintient une traction continue dans les escaliers.
- Les grandes roues sont adaptées à différents types d'environnements.
- Les poignées inférieures encastrées, ainsi que les roues pivotantes facilite les manœuvres dans les espaces exigus.
- Lorsqu'elle est vide ou chargée avec de l'équipement, son utilisation par un seul utilisateur grâce aux chenilles motorisées permet de monter la chaise dans les escaliers au lieu de la porter.
- Les grandes roues arrières permet à la chaise de franchir les obstacles et de passer dans les escaliers.



Une chaise capable de gravir les étages

Xpedition modèle 6257 : caractéristiques techniques

Remarque : la charge maximale d'utilisation inclut le poids du patient, de l'équipement et des accessoires.	227 kg
Hauteur	95,25 cm
Largeur	52 cm
Profondeur	63,5 cm
Profondeur, produit replié	20,32 cm
Longueur de la poignée de transport côté pieds	33,35 cm
Largeur minimale de l'escalier	60,96 cm
Longueur minimale du palier (pour les escaliers en U)	1 m
Pente maximale en montée/descente	11,6° / 8,2°
Pente maximale autorisée des paliers supérieurs et inférieurs	10°
Inclinaison maximale des escaliers	45°
Vitesse maximale pour la montée/descente des escaliers	71 pas/minute

Poids

Chaise	23,9 kg
Système de maintien du patient (PCS)	0,57 kg
Batterie	0,98 kg

Poids de l'accessoire

Repose-pieds	0,61 kg
---------------------	---------

Système d'alimentation

Batterie (650700080301)	LiFePO4 25,6 VCC
Chargeur (650700450301)	100-240 VCA, 50/60 Hz, 1 A 12-34 VCC, 5 A



Contactez votre représentant commercial local ou rendez-vous sur le site Stryker

* En comparaison à la chaise Stair-PRO® de Stryker.

Emergency Care

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu'il décide d'utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation de tout produit particulier avant son utilisation. Les informations données sont destinées à présenter l'étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les professionnels de la santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d'employer tout produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Power-PRO, Stair-PRO, Xpedition, Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. Les produits décrits disposent du marquage CE conformément aux réglementations et réglementation applicable dans l'Union Européenne. Xpedition (Ref 625700000000) : classe I

La chaise Xpedition permet de transporter un patient souffrant d'une affection médicale ou d'une blessure limitant la mobilité, qui est physiquement capable de maintenir une position assise tout en étant maintenu, pour monter ou descendre un escalier.



Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue,
Portage, MI 49002 États-Unis
stryker.com

Distribué par :
Stryker France SAS
ZAC, avenue de Satolas Green
69330 Pusignan, France
T : +33 4 72 45 36 00
F : +33 4 72 45 36 99
333 710 275 RCS Lyon
Capital Social : 27.495.520 €