

## Système de filtration sous vide Wellvac

ROCKER

BIOLOGIE  
MOLECULAIRE



- Simplifie et réduit le temps nécessaire à la purification d'acides nucléiques
- Remplace les étapes de centrifugation, exceptée l'étape finale de collecte des acides nucléiques
- Design unique permettant d'utiliser aussi bien les plaques 96 puits que les colonnes
- Livré complet avec adaptateur pour colonnes de purification (24 positions), connecteurs Luer, bouchons Luer et réservoir à déchets
- Possibilité de collecter les effluents dans une bouteille 1,2 l en PES
- Disponible en version avec pompe Rocker 300

Réf.	Désignation	€
<a href="#">886059</a>	Wellvac 200	NC -
<a href="#">886060</a>	Wellvac 200 avec pompe Rocker 300	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">886063</a>	Connecteur Luer pour Wellvac 200 (pack de 25)	NC -
<a href="#">886064</a>	Bouchon Luer pour Wellvac 200 (pack de 25)	NC -
<a href="#">886065</a>	Réservoir Deepwell 96 x 2 ml	NC -
<a href="#">886066</a>	Bouteille réservoir à déchet 1,2l en PES	NC -
<a href="#">886068</a>	Tube silicone 30 cm	NC -