


## Surfaces à liaison d'affinité



■ **Immobilizer Streptavidin** : la streptavidine est liée de manière covalente à la surface par un bras espaceur afin d'éviter la perte de molécule et d'améliorer la précision. La surface est également modifiée pour minimiser les liaisons non spécifiques. Cela permet d'obtenir un rapport signal/bruit élevé, pour une sensibilité accrue. Une capacité de liaison de la biotine de 20 pmol par puits produit d'excellents résultats analytiques.

### Plaques 96 puits

Configuration	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	Réf.	€/carton
F96	Pinchbar	Transparent	400	1	15	<a href="#">056211</a>	NC -
F96	Pinchbar	Blanc	400	1	15	<a href="#">056212</a>	NC -
F96	Pinchbar	Noir	400	1	15	<a href="#">056213</a>	NC -
F384	Pinchbar	Transparent	120	1	15	<a href="#">056255</a>	NC -

### Barrettes

Configuration	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	Réf.	€/carton
F8	Non sécable	Transparent	400	1	15	<a href="#">056214</a>	NC -
C8	Sécable/Lockwell	Transparent	350	1	15	<a href="#">056215</a>	NC -

### Accessoires

Réf.	Compatibilité	Unités d'emb.	Unités/carton	€/carton
<a href="#">055612</a>	C8 sécable	5	60	NC -
<a href="#">055165</a>	F8, C8, U8, F16, U16	5	60	NC -

