


## Varipette® Eppendorf

**eppendorf**



Pipette pour grands volumes de 1 à 10 ml  
Micropipette à déplacement positif de volumes jusqu'à 10 ml.  
Bien adaptée aux liquides visqueux et à forte pression de vapeur.  
La Varipette® accepte deux types de seringues de distribution :

- + Varitip P, seringue pour aspirer des volumes de 1 à 10 ml dans des récipients peu profonds ;
- + Varitip S, constitué d'une seringue courte et d'une pointe longue Maxitip de 10 ml (à commander séparément), permet d'aspirer des liquides au fond de flacons ou tubes profonds. On peut également y ajouter une valve spéciale pour éviter la formation de gouttelettes sur la pointe avec des liquides à pression de vapeur élevée.

| Réf.                   | Désignation                                 | Unités/boîte | €/boîte |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|
| <a href="#">033068</a> | Seringues Varitip P                         | 100          | NC -    |
| <a href="#">033069</a> | Seringues Varitip S                         | 30           | NC -    |
| <a href="#">033070</a> | Maxitip 10 ml pour Varitip S                | 200          | NC -    |
| <a href="#">033072</a> | Valve pour Varitip S                        | 100          | NC -    |
| <a href="#">033073</a> | Adaptateur pour portoir carrousel Eppendorf | 1            | NC -    |

## Pipettes à déplacement positif Pos-D™

**RAININ**  
Pipetting 360°



### Ensemble capillaires-pistons Pos-D™

- Capillaires et pistons présentés sur rack de 60
- Stériles

- Conçues pour des liquides de haute densité, viscosité ou pression de vapeur
- Avec capillaires et pistons jetables
- Pipettes à déplacement positif empêchant toute contamination par des aérosols, des échantillons ou de la pipette
- Piston mobile dans un capillaire en plastique directement en contact avec le liquide

| Réf.                   | Type   | Volume (µl) | Unités/boîte | €/boîte |
|------------------------|--------|-------------|--------------|---------|
| <a href="#">711327</a> | C-10   | 10          | 3 x 60       | NC -    |
| <a href="#">711328</a> | C-25   | 25          | 3 x 60       | NC -    |
| <a href="#">711329</a> | C-50   | 50          | 3 x 60       | NC -    |
| <a href="#">711330</a> | C-100  | 100         | 3 x 60       | NC -    |
| <a href="#">711331</a> | C-250  | 250         | 3 x 60       | NC -    |
| <a href="#">711332</a> | C-1000 | 1000        | 3 x 60       | NC -    |

| Réf.                   | Modèle POS-D | Volume (µl) | Capillaires correspondants | Incrément (µl) | €    |
|------------------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------|------|
| <a href="#">711321</a> | 10 µl        | 0,5 - 10    | C-10                       | 0,02           | NC - |
| <a href="#">711322</a> | 25 µl        | 3 - 25      | C-25                       | 0,02           | NC - |
| <a href="#">711323</a> | 50 µl        | 20 - 50     | C-50                       | 0,02           | NC - |
| <a href="#">711324</a> | 100 µl       | 10 - 100    | C-100                      | 0,2            | NC - |
| <a href="#">711325</a> | 250 µl       | 50 - 250    | C-250                      | 0,2            | NC - |
| <a href="#">711326</a> | 1000 µl      | 100 - 1000  | C-1000                     | 2              | NC - |

## Pipettes à déplacement positif Transferpettor BRAND

**BRAND**

Conçues pour les liquides de viscosité élevée ou faible, de densité élevée, à haute pression de vapeur et ayant tendance à mousser.



### Pipettes Transferpettor - volume variable

|                |                |         |                         |      | Pièces de rechange     |      |                        |      |                        |      |
|----------------|----------------|---------|-------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|                |                |         |                         |      | Capillaires            |      | Joint                  |      | Tige de piston         |      |
| Volume (µl)    | Incrément (µl) | Couleur | Réf.                    | €    | Réf.                   | €    | Réf.                   | €    | Réf.                   | €    |
| 2,5 - 10       | 0,01           | Orange  | <a href="#">781931</a>  | NC - | <a href="#">042407</a> | NC - | -                      | -    | <a href="#">781965</a> | NC - |
| 5 - 25         | 0,1            | Blanc   | <a href="#">674331</a>  | NC - | <a href="#">090618</a> | NC - | <a href="#">701920</a> | NC - | <a href="#">781966</a> | NC - |
| 10 - 50        | 0,1            | Vert    | <a href="#">674332</a>  | NC - | <a href="#">781695</a> | NC - | <a href="#">781694</a> | NC - | <a href="#">781967</a> | NC - |
| 20 - 100       | 0,1            | Bleu    | <a href="#">781652</a>  | NC - | <a href="#">674328</a> | NC - | <a href="#">781953</a> | NC - | <a href="#">781968</a> | NC - |
| 100 - 500      | 1              | Vert    | <a href="#">781932</a>  | NC - | <a href="#">781949</a> | NC - | <a href="#">781954</a> | NC - | <a href="#">727439</a> | NC - |
| 200 - 1 000    | 1              | Jaune   | <a href="#">781650</a>  | NC - | <a href="#">781757</a> | NC - | <a href="#">781758</a> | NC - | <a href="#">727438</a> | NC - |
| 1 000 - 5 000  | 10             | Rouge   | <a href="#">7028-10</a> | NC - | <a href="#">781951</a> | NC - | <a href="#">781955</a> | NC - | <a href="#">727437</a> | NC - |
| 2 000 - 10 000 | 10             | Orange  | <a href="#">781651</a>  | NC - | <a href="#">781952</a> | NC - | <a href="#">781957</a> | NC - | <a href="#">727436</a> | NC - |

### Pipettes Transferpettor - volume fixe

|             |         |                        |      |  | Pièces de rechange     |      |                        |      |                        |      |
|-------------|---------|------------------------|------|--|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|             |         |                        |      |  | Capillaires            |      | Joint                  |      | Tige de piston         |      |
| Volume (µl) | Couleur | Réf.                   | €    |  | Réf.                   | €    | Réf.                   | €    | Réf.                   | €    |
| 1           | Blanc   | <a href="#">781933</a> | NC - |  | <a href="#">042406</a> | NC - | -                      | -    | <a href="#">781964</a> | NC - |
| 2           | Blanc   | <a href="#">781934</a> | NC - |  | <a href="#">042406</a> | NC - | -                      | -    | <a href="#">781964</a> | NC - |
| 5           | Blanc   | <a href="#">781935</a> | NC - |  | <a href="#">042406</a> | NC - | -                      | -    | <a href="#">781964</a> | NC - |
| 10          | Orange  | <a href="#">781937</a> | NC - |  | <a href="#">042407</a> | NC - | -                      | -    | <a href="#">781965</a> | NC - |
| 20          | Noir    | <a href="#">781938</a> | NC - |  | <a href="#">091499</a> | NC - | <a href="#">701920</a> | NC - | <a href="#">781966</a> | NC - |
| 25          | Blanc   | <a href="#">781939</a> | NC - |  | <a href="#">090618</a> | NC - | <a href="#">701920</a> | NC - | <a href="#">781966</a> | NC - |
| 50          | Vert    | <a href="#">781943</a> | NC - |  | <a href="#">781695</a> | NC - | <a href="#">781694</a> | NC - | <a href="#">781967</a> | NC - |
| 100         | Bleu    | <a href="#">781403</a> | NC - |  | <a href="#">674328</a> | NC - | <a href="#">781953</a> | NC - | <a href="#">781968</a> | NC - |
| 200         | Rouge   | <a href="#">781409</a> | NC - |  | <a href="#">674328</a> | NC - | <a href="#">781953</a> | NC - | <a href="#">781969</a> | NC - |

### Accessoires

| Réf.                   | Désignation                            | €    |
|------------------------|----------------------------------------|------|
| <a href="#">781962</a> | Portoir pour 4 pipettes jusqu'à 200 µl | NC - |
| <a href="#">781963</a> | Portoir pour 2 pipettes de 0,5 à 10 ml | NC - |