

Détergents et nettoyeurs RBS

Gamme de produits nettoyants pour utilisations diverses.

- Disponibles à différents domaine de pH
- Proposés avec ou sans phosphate

Détergents liquides pour nettoyage manuel, ultrason, ou trempage

- T 141 : nettoyant détergent polyvalent alcalin
- T 105 : détergent alcalin
- T 115 : détergent alcalin sans phosphate
- T 120 : détergent alcalin sans phosphate, sans chlorure
- T 230 : détergent neutre
- T 305 : détergent acide à base d'acide phosphorique
- T 310 : détergent acide sans acide phosphorique
- T 342 : nettoyant désoxydant à base d'acide nitrique

Détergents liquides pour machine à laver automatique

- 50 : détergent alcalin
- A 260 : détergent neutre
- B 136 : détergent acide à base d'acide phosphorique
- 48S : détergent liquide alcalin non moussant concentré, haut pouvoir dégraissant

Détergents en poudre pour machine à laver automatique

- SOLID : détergent alcalin
- SOLID pF : détergent alcalin sans phosphate

Neutralisants acides pour machine à laver automatique

- A 375 : neutralisant acide sans phosphate
- NA 2 : neutralisant acide à base d'acide phosphorique
- A utiliser conjointement avec les détergents alcalins

Agent de nettoyage et de décontamination radioactive

- IND 470 : nettoie et décontamine, sans halogène



711666



711669



711670



711687

	T 105	T 115	T 120	T 230	T 305	T 310	T 141	50	B 136	48 S	SOLID	A 375	NA 2	IND 470
Utilisation														
Machine automatique														
Manuelle ou par trempage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pour bain à ultrason	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Application														
Verrerie	•	•	•				•	•		•	•	•	•	
Inox, plastique, porcelaine	•	•	•				•	•		•		•	•	
Matériaux sensibles (Al, Zn, et alliages)				•			•							
Détartrant, désoxydant					•	•			•					
Idéal pour cages d'animaux														
Neutralisant acide												•	•	
Décontamination radioactive														•
Etat physique														
Liquide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poudre											•			
pH	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Neutre	Acide	Acide	Alcalin	Alcalin	Acide	Alcalin	Alcalin	Acide	Acide	Alcalin
Composition														
Sans phosphate		•	•			•						•		
Sans chlorure			•											
A base d'acide phosphorique					•				•				•	
Conditionnement	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	2 x 4,5 kg	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l
Réf.	711668	711666	711669	711670	711671	711672	711688	711673	711676	711691	711687	711679	711680	711681
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Conditionnement	5 l	-	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	-	4,5 kg	5 l	5 l
Réf.	711668A	-	711669A	711670A	711671A	711672A	711688A	711673A	711676A	-	711687A	711679A	711680A	711681A
€	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -