

Désinfectant PENTASPRAY SR+ éthanol ECOCERT



838707

838708

- Alcool éthylique 64 %
- S'utilise également en rinçage après l'étape de la désinfection pour éliminer les résidus
- Composition : éthanol 64 % / eau osmosée 30 % ; microfiltration 0,2 µm
- Ecocert : 98 % des ingrédients d'origine naturelle (éthanol végétal)
- Efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide
- TP2 et TP4 (contact alimentaire)

Réf.	Stérile/ Non stérile	Conditionnement	Unité/ carton	€/carton
838807	Non stérile	Pulvérisateur 1L	12	NC -
838808	Non stérile	Bidon 5L	4	NC -

Détergent désinfectant LENABACT ECOCERT



838700

838701

- Désinfectant prêt à l'emploi ou concentré pour les surfaces hautes et sols/murs/plafonds
- Composition : acide lactique (N° CAS 79-33-4) 1,44 %, eau osmosée ; microfiltration 0,2 µm
- Non parfumé
- Ecocert : 99,9 % des ingrédients d'origine naturelle
- Efficacité : bactéricide, levuricide, virucide
- TP2 et TP4 (contact alimentaire)

Réf.	Stérile/non stérile	Conditionnement	PAE ou concentré	Unité/ carton
838700	Non stérile	Pulvérisateur 1L	Prêt à l'emploi	NC -
838803	Non stérile	Bidon doseur 1L	Concentré	NC -
838804	Non stérile	Bidon 5L	Concentré	NC -

Aniospray Surf 29 - désinfectant à pulvériser



- Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés
- Prêt à l'emploi : actif sur virus enveloppés en 1 minute
- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation
- Solution limpide incolore
- pH à + 20 °C : environ 5,5
- Une pression de pulvérisation : 1 ml de produit

Mode d'emploi

- + Pulvériser directement sur la surface.
- + Laisser la pièce fermée pendant 15 minutes minimum.

Réf.	12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs	4 bidons de 5 litres
	059844	059845
€	NC -	NC -

Aniospray Quick - désinfectant à pulvériser



- Prêt à l'emploi
- Activité à large spectre en peu de temps
- Ne laisse pas de traces après séchage
- Odeur agréable
- Sans aldéhyde, ni couleur
- pH à 20 °C : 5,5

Mode d'emploi

- + Nettoyer préalablement la pièce avec un détergent désinfectant Anios.
- + Pulvériser uniformément.
- + Laisser sans contact pendant 30 secondes.

Réf.	12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs	4 bidons de 5 litres
	059915	059916
€	NC -	NC -