

FICHE PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT

PROTECTION POUR INCONTINENCE LÉGÈRE À MODÉRÉE



iD Pants offre une solution idéale pour l'incontinence urinaire modérée. iD Pants peut être porté et enlevé comme un sous-vêtement ordinaire. Ce produit combine à la fois confort et discrétion grâce à sa taille élastique et son côté extérieur en non tissé. Son absorption rapide et sa garde au sec instantanée maintiennent votre peau au sec. Sa respirabilité à 100 % laisse l'air suffisamment circuler. Son voile de surface est composé d'ingrédients naturels pour le confort de votre peau. Cette nouvelle formule a été approuvée par des dermatologues. Le degré d'absorption est déterminé par un système de couleur et de gouttes qui sont mentionnés à la fois sur le produit et sur les emballages.



	Absorption	Couleur	Taille	Pièces /sac	Sacs /carton	Ref. numéro	
Normal			M	80-120cm	14	8	5531255140
			L	100-145cm	14	6	5531355140
Plus			XS	50-70cm	14	4	5531065140
			S	60-90cm	14	8	5531165140
			M	80-120cm	14	8	5531265140
			L	100-145cm	14	6	5531365140
			XL	130-170cm	14	4	5531465140
Super			M	80-120cm	12	6	5531275120
			L	100-145cm	12	6	5531375120
			XL	130-170cm	12	4	5531475120
			XXL	165-205cm	12	4	5531575120
Maxi			M	80-120cm	10	8	5531280100
			L	100-145cm	10	8	5531380100
			XL	130-170cm	10	8	5531480100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Absorption rapide	La couche d'acquisition et de distribution favorisent le passage des urines vers le noyau absorbant multi-couches qui contient du SAP (Super Absorbent Polymers). Le SAP est conçu pour absorber et gélifier les urines dans la protection tout en réduisant le reflux.
	Contrôle d'odeurs	Un système anti-odeurs présent dans le noyau absorbant prévient la formation d'ammoniac et d'odeurs désagréables.
	Forme parfaitement adaptée	Les zones élastiques de nos produits assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion.
	Sensation de cotton	Un touché tissu doux procure un maximum de confort et de discrétion.
	Protection contre les fuites	Les barrières anti-fuites intégrées (fabriquées avec du matériel imperméable) aident à prévenir les fuites latérales, maintiennent une sécurité et une discrétion.
	Testé dermatologiquement	Les tests dermatologiques ont prouvé que les produits iD ne causent pas d'irritation de la peau.
	Pas de latex	Nos produits sont sans latex.

TECHNIQUES DE MISE EN PLACE

	1. Commencez par plier l'iD Pants en deux dans le sens de la longueur pour activer les barrières anti-fuites. Assurez-vous que le sticker soit positionné à l'arrière de la protection.
	2. Remontez le Pants iD et ajustez pour un confort et une sécurité.
	3. Enlevez le Pants iD soit en le descendant, soit en déchirant les coutures latérales.
	4. Une fois enlevé, simplement rouler la protection et l'évacuer.