

TRAVELLER RS

Solution
de maintien
pour incubateur
de transport NITE



Conforme aux normes DIN EN 1789:2007+A2:2014
et DIN EN 13976-2:2018 chapitre 4.11

- **Le premier voyage en toute sécurité** grâce à la solution de maintien innovante Traveller RS pour l'incubateur de transport NITE.
- **Rapidement et facilement positionnable sur le plan de couchage**, il procure au nouveau-né un sentiment de sécurité et de confort.
- **Les bretelles réglables** individuellement stabilisent et soutiennent la position du bébé.
- Le matériau du matelas est spécialement conçu pour assurer un **amortissement efficace** des vibrations.
- Les appuis-tête et les repose-pieds peuvent être adaptés individuellement aux besoins spécifiques du bébé et contribuent ainsi à **réduire la surstimulation sensorielle** pendant le transport.



Le Traveller RS est conforme aux normes DIN EN 1789:2007+A2:2014 et DIN EN 13976-2:2018 4.11 en tant que solution de maintien pour le transport routier ainsi qu'avec les normes EASA CS-23-561, EASA CS-25-561, EASA CS-27-561 et EASA CS-29-561 pour le transport aérien.



- **Le tissu spécial 3D Spacer** offre un amorti doux pour soulager la pression et atténuer les vibrations.
- **La texture du matériau** favorise la gestion de l'humidité pour un contrôle optimal de la température.
- **Une tête rabattable avec une visière pliable** protège contre la lumière directe et la surstimulation sensorielle.
- **Un bandeau de fixation** permet de maintenir la tête du bébé.



Le Traveller RS dispose de découpes latérales pour le passage des tubes et câbles de monitoring.



- Le Traveller RS est fixé en toute sécurité à l'incubateur de transport NITE grâce à **4 sangles et 4 points de fixation sur le plan de couchage**.
- Des **rabats latéraux réglables individuellement munis d'un système de fermeture autobloquant** garantissent le bon positionnement du bébé pendant le transport.



- ▶ En cas de choc soudain, **une barre de sécurité spécifique** stabilise la zone de couchage du Traveller RS.
- ▶ La solution de maintien offre un très bon accès visuel au bébé – en cas d'urgence ou de détérioration de l'état du bébé, le Traveller RS **peut être ouvert facilement et rapidement.**
- ▶ **La zone de couchage en microfibre fin** assure la douceur et prévient les irritations cutanées. Le Traveller RS est réutilisable et, pour un traitement hygiénique, lavable à 70°C et adapté au sèche-linge.



Disponible en 3 tailles :

S

pour bébés < 1.000 g

M

pour bébés > 1.000 g – 2.500 g

L

pour bébés < 2.500 g – 4.000 g





Solution de maintien Traveller RS pour incubateur de transport NITE

	TAILLE S	TAILLE M	TAILLE L
Matériau	Tissu 100% PES - Système de verrouillage en acier inoxydable, SANS LATEX		
Référence	02-01-100MRS	02-02-100MRS	02-03-100MRS
Poids max bébé	< 1.000g	> 1.000g - 2.500g	> 2.500 - 4.000g
Taille max bébé	35 cm	43 cm	56 cm
Taille emballage	37 x 20 x 12 cm	42 x 21 x 15 cm	47 x 22 x 15 cm
Poids produit (net)	680 g	740 g	880 g

RS Traveller est un produit Concept Natal distribué par Médipréma
Fabriqué en Allemagne