


## CHAMBRE FIXE DE PROTECTION (CFP) IMMUNAIR®



 **IMMUNAIR®**

CFP

- Simple à installer
- Confortable pour le patient
- Accès facile pour le personnel soignant
- Éclairage intégré au plafond
- Télévision en option

**IMMUNAIR® CFP** est une unité de protection qui, associée à la technologie HEPA-MD, procure un environnement maîtrisé au patient immunodéprimé.

**Utilisations :** Hématologie, Service de greffe de moelle et de greffe solide, onco-hématologie.

**Produits associés :** PLASMAIR® Guardian, PLASMAIR® Sentinel.



Environnement protégé



Éclairage intégré



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CFP	
<b>Alimentation électrique</b>	85 à 264 VAC 47 à 63 Hz	
<b>Puissance électrique maximum</b>	100 VA	
<b>Consommation électrique maximum</b>	72 W	
<b>Dimensions hors tout - position déployée</b>	Largeur 186 x Longueur 242 x Hauteur 222 cm	
<b>Dimensions zone protectrice - intérieur des rideaux</b>	Largeur 180 x Longueur 237 x Hauteur 201 cm	
<b>Poids</b>	140 kg	
<b>CFP + PLASMAIR® Guardian / PLASMAIR® Sentinel</b>		
<b>Débits volumiques</b>	2 régimes de ventilation Par défaut : 500 m <sup>3</sup> /h - Régime 1 1 100 m <sup>3</sup> /h - Régime 2	
<b>Classe de propreté microbiologique</b>	Flore totale M10 et Fongique < 1 UFC/m <sup>3</sup>	
<b>Classe de propreté particulaire (ISO 7 établie en périphérie de la CFP)</b>	ISO 5	
<b>Cinétique d'élimination des particules</b>	500 m <sup>3</sup> /h - CP <sub>0,5</sub> 4 1 100 m <sup>3</sup> /h - CP <sub>0,5</sub> 2	
<b>Plage environnementale de fonctionnement</b>	Température	+5 °C à +35 °C
	Humidité relative	< 80 % HR
<b>Temps de l'installation</b>	< 1 h	
<b>Plage environnementale de stockage</b>	Température	0 °C à 45 °C
	Humidité relative	20 % à 90 %
	Empoussièremet	< 1 mg/m <sup>3</sup>

NOTA : Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif. Pour tout renseignement concernant les mesures et les intervalles de tolérance, contacter **airinspace®** à l'adresse ci-dessous

**airinspace®**  
14, rue Jean Monnet  
78990 Élancourt  
France

T. +33 (0)1 30 07 01 01  
F. +33 (0)1 30 07 01 02  
contact@airinspace.com

