



# DÉROULEUR ET DÉVIDOIR SUR PIED


SUPPORT POUR ROULEAU  
DE HOUSSES ET DRAPS À USAGE UNIQUE



## ACCESSOIRE

### RÉFÉRENCES :

DEROULEURN  
DEVPIEDNC



Il s'adresse à des soignants **pour gagner du temps en simplifiant la mise en place de housses de protection.**

**Ils permettent de simplifier l'utilisation de housses à usage unique directement depuis le rouleau.**

**Le dérouleur support mural et dévidoir sur pied** s'utilisent pour faciliter l'utilisation des housses de protection à usage unique et des draps à usage unique.

Équipés d'un arrêteur muni d'un ressort, cela permet de freiner le rouleau et de maintenir les housses ou draps sur le rouleau au moment de l'arrachage de la housse prélevée.



### + PRÉVENTION DES TMS

Fixé au mur ou sur pied, il permet aux utilisateurs de conserver une bonne posture lors de l'utilisation assurant **la prévention des TMS.**

### i ASSOCIATIONS DE PRODUITS



### HOUSSES ET DRAPS À USAGE UNIQUE

Consommables adaptés aux supports



GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE



Date de Mise à Jour : 14/12/2023

Génération de produit : 1

Garantie\* : 2 ans

Fabricant : Alter Eco Santé

Origine : France

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique

## DEROULEUR ET DEVIDOIR SUR PIED

SUPPORT POUR ROULEAUX DE HOUSSES ET DRAPS A USAGE UNIQUE

### INDICATIONS D'UTILISATION

Utilisation pour la protection des matelas de transfert de type ROLLBORD®, TWO-MOVE® ou autres marques et pour l'utilisation de draps à usage unique.

Si vous êtes utilisateur de ce produit, consultez systématiquement votre revendeur de matériel médical qui vous donnera toutes les informations utiles à l'utilisation en toute sécurité de notre produit.

### CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ

**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne jamais utiliser un produit défectueux.**

Avant toute utilisation, s'assurer que le dérouleur ou dévidoir est stable.

**Un contrôle périodique de l'état du produit, de son installation (et ses fixations le cas échéant) est obligatoire. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur.**

En cas d'incident en lien avec notre produit, merci de prendre contact avec notre société (qualité@alterecosante.net).

### CONDITIONNEMENT

1 carton contenant un dérouleur (kit de fixation non fourni) ou dévidoir et la fiche technique.

### COMPOSITION & COULEUR HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Acier peinture epoxy

Couleur : Gris

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes par vaporisation et essuyage.

Stocké dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
DEROULEURNC	Dérouleur support mural pour rouleau de housses à usage unique	2,3 kg	Hauteur 35 cm Profondeur 20 cm Largeur 90 cm
DEVPIEDNC	Dévidoir sur pieds pour rouleau de housses à usage unique	11 kg	70 x 90 x Hauteur 130 cm