



FICHE TECHNIQUE

Étaleur (type L) en ABS

Idéal pour répartir uniformément les échantillons sur toute la surface de la plaque.



REF	Emballage <i>Colis</i>	Quantité(pcs) Quantité(pcs)
BSM0230	10 pièces/pièces	500
BSM0231	1 pièce/pièce	200
BSM0235	5 pièces/pièces	500

Utilisation et applications	L'utilisation prévue est « Pour un usage général en laboratoire ». Distribution d'échantillons bactériens ou de cultures cellulaires sur des milieux de culture solides. Utilisé dans les laboratoires de microbiologie pour l'étude des colonies de micro-organismes. Également utilisé dans la recherche biologique pour les études de croissance cellulaire ou les tests de sensibilité aux antibiotiques.	<i>Utilisation et applications</i>
Caractéristiques de performance	Surface de contact : Large et plat pour maximiser l'efficacité de la distribution des échantillons. Surface lisse pour éviter d'endommager la surface de la gélose.	<i>Performance Fonctionnalités</i>
Avantages	Uniformité : Assure une répartition homogène de l'échantillon sur toute la surface de la gélose. Pratique : Facile à manipuler, avec poignée ergonomique pour une distribution uniforme sans effort.	<i>Avantages</i>
Validité	36 mois / 36 mois	<i>Durée</i>
Longueur	149,6 millimètre	<i>Longueur</i>
Largeur	39,8 millimètre	<i>Largeur</i>
État microbiologique	STÉRILE / STÉRILE	<i>État microbiologique</i>
Matériel	ACRYLONITRILE BUTADIÈNE STYRÈNE (ABS) ACRYLONITRILE BUTADIÈNE STYRÈNE (ABS)	<i>Matière première</i>

FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI / MODE D'EMPLOI

- Ne placez pas le produit à proximité d'une flamme ou de sources de chaleur qui pourraient l'endommager.
- N'utilisez pas le produit périmé ou avec l'emballage ouvert
- Ne pas réutiliser : Produit à usage unique
- Ne modifiez pas l'utilisation prévue
- Produit non adapté aux enfants
- Conserver dans un endroit sec, Température min -10°C max +50°C
- Élimination : utilisez l'EPI approprié et éliminez-le conformément à la réglementation en vigueur