


Cell Saver® Elite®


Dispositif de traitement avec bol 70ml
Cell Saver® Elite®

REF CSE-P-70



Dispositif de traitement avec bol 70ml Cell Saver® Elite®

- Produit collecté: globules rouges lavés
- Tubulure et poches préconnectées
- Vitesse de traitement adaptée à la qualité du sang



Informations techniques

Composition des consommables

Bol	Bol moulé par soufflage (70ml)
Poches et tubulures préconnectées	Poche de retransfusion 1000ml et poche à déchets 10 litres préconnectée et détachable
Tubulure	Système de tubulures pré-connectées Connecteur mâle/femelle à visser avec capuchons attachés pour la poche de retransfusion et la poche à déchets 2 lignes pour les poches de saline 2 clamps sur la tubulure de retransfusion
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	8 unités par carton
Solutions à utiliser	Solution saline héparinée d'anticoagulation Solution saline de lavage

Produits associés

Réservoir d'autotransfusion 00205-00, 00240-MTSA, 00300-MTSA



HAEMONETICS®
THE Blood Management Company®