


Cell Saver® Elite®

Dispositif de traitement (125ml)
Cell Saver® Elite®

REF CSE-P-125



Dispositif de traitement avec bol 125ml Cell Saver® Elite®

- Produit collecté: globules rouges lavés.
- Poches et tubulures préconnectées.
- Vitesse de traitement adaptée à la qualité du sang.

Informations techniques

Composition des consommables	
Bol	Bol Latham (125 ml)
Poches et tubulures préconnectées	Poche de retransfusion 1000ml et poche à déchets 10 litres préconnectées et détachables
Tubulure	Système de tubulures pré-connectées Connecteur twist-lock mâle/femelle avec capuchons attachés pour la poche de retransfusion et la poche à déchets 2 lignes pour les poches de saline 2 clamps à cliquet sur la tubulure de retransfusion
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	8 unités par carton
Solutions à utiliser	Solution saline héparinée ou solution à base de nitrate d'anticoagulation Solution saline de lavage

Produits associés

Réservoir d'autotransfusion	00205-00, 00215-00, 00220-00, 00240-MTSA, 00300-MTSA
-----------------------------	---

