


Cell Saver® Elite®

Dispositif de traitement (225ml)

REF CSE-P-225



Dispositif de traitement avec bol 225ml Cell Saver® Elite®

- Produit collecté: globules rouges lavés
- Tubulure et poches préconnectées
- Vitesse de traitement adaptée à la qualité du sang



Informations techniques

Composition des consommables	
Bol	Bol Latham (225 ml)
Poches et tubulures préconnectées	Poche de retransfusion 1000ml et poche à déchets 10 litres préconnectées et détachables
Tubulure	Système de tubulures pré-connectées Connecteur twist-lock mâle/femelle avec capuchons attachés pour la poche de retransfusion et la poche à déchets 2 lignes pour les poches de saline 2 clamps à cliquet sur la tubulure de retransfusion
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	8 unités par carton
Solutions à utiliser	Solution saline héparinée d'anticoagulation ou solution à base de citrate Solution saline de lavage

Produits associés

Réservoir d'autotransfusion	00205-00, 00215-00, 00220-00, 00240-MTSA, 00300-MTSA
-----------------------------	--