

Cell Saver® Elite®

Dispositif de traitement Fastpack (125mL)
Cell Saver® Elite®

REF CSE-FP-125V

Dispositif de traitement Fastpack avec bol 125mL pour appareil d'autotransfusion Cell Saver® Elite®

- Produit collecté: globules rouges lavés
- Poches et tubulures préconnectées
- Vitesse de traitement adaptée à la qualité du sang

Informations techniques

Composition des consommables	
Dispositif de lavage	Réf CSE-P-125
Réservoir de recueil	Réf 00205-00
Tubulure d'aspiration/recueil	Réf 00208-00
Ligne de vide	Réf HAR-A-1000
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	4 unités par carton
Solutions à utiliser	Solution saline héparinée d'anticoagulation
	Solution saline de lavage